

PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZA INSTRUKCJĄ
WYKROD DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA

SKŁAD: żywice metakrylowe (bis-GMA, UDMA, TGDMA), wypełniacz nieorganiczny 62%, pigmenty, fotoinicjator, inhibitor.

PRZENOSZENIE
Kompozyt światłoutwardzalny typu flow RAINBOW FLOW (kolor: pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, fioletowy, różowy, dentinalny) przeznaczony jest do:
- wypełniania ubitych zębów mlecznych i stałych, jako pierwsza warstwa w użyciu klas I i II, do wypełniania ubitych wątków klas V

- do zamykania zębów, a także jako ochronne znakowanie granicy szkliwki przy zakładaniu tymczasowych szyn i retainerów.
RAINBOW FLOW (pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, fioletowy, różowy) przeznaczony jest także do markowania użycia kanów korzeniowych.
RAINBOW FLOW (dentinalny) przeznaczony jest także do odbudowy zębów przedkich i zębów mlecznych w użyciu kanów korzeniowych.
Przy stosowaniu materiałów kompozytowych nie jest wskazane stosowanie preparatów zawiązujących, gdyż może dojść do zaburzenia procesu polimerizacji kompozytu.

SPOSÓB UŻYCIA
Przed użyciem do zabezpieczenia dołączony aplikator zanurzyć w spirytusie (alkohol etylowy) i następnie umieścić na strzykawce.

Wypełnianie ubitych, lakunowanie bruzdy:

Opracowany ubutek/bruzdę należy pokryć systemem łączącym zgodnie z zaleceniami producenta.

Wypełnić ubutek warstwą kompozytu o grubości max. 2 mm. Następnie utwardzić lampą polimeryzującą przez 20 sekund, natężenie światła nie mniejsze niż 550 mW/cm². Po użyciu należy zatrzymać światło lampy polimeryzującej od powierzchni użyciętego ubutka, by uniknąć jego uszkodzenia.

W przypadku warstwego nakładania materiału RAINBOW FLOW nie należy naruszać warstwy inhibicji tlenowej, powstającej na poprzedniej warstwie kompozytu.

RAINBOW FLOW można opracowywać i polować bezpośrednio po polimeryzacji standardowymi metodami dla materiałów kompozytowych.

Markowanie użycia kanów (po wypełnieniu stałym kanem korzeniowym):

Należy użycia kanów szyn fazycznych lub użycia kanów korzeniowych, a następnie warstwy kompozytu o grubości max. 2 mm. Następnie utwardzić lampą polimeryzującą przez 20 sekund. Materiał kompozytowy pomaga dokładnie zlokalizować ujęcia zamkniętych kanów korzeniowych w trakcie kolejnej wizyty.

Po wyciągnięciu materiału ze strzykawki należy zwolnić tłok, aby zapobiec dalszemu wypływanemu materiałowi.

Natychmiast po użyciu preparatu cofnąć tłok strzykawki i zamknąć wypławkanie oryginalną zakrętką w celu uniemożliwienia polimeryzacji preparatu w strzykawce. Wyrób przeznaczony jest do wielokrotnego użycia, natomiast aplikator służy do użycia jednorazowego. Wielokrotne użycie aplikatora może stwarzać ryzyko wtórnego zakażenia.

PRZECIWWSKAZANIA
Nie stosować wyrobu u pacjentów z nadwrażliwością na składniki preparatu.

SRÓDKI OSTRZEGAWSCZE
Preparat nieutwardzony działa drażniąco na skórę i oczy. W razie kontaktu natychmiast przepłukać dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.

W razie spożycia nie zmuszać do wymiotów, wypić dużą ilość wody. Skontaktować się z lekarzem.

Moga powodować reakcję alergiczną skóry.

Podejrzewając z wyrobem stosować koferdam, rękauczki, okulary ochronne oraz ochronę oczu.

W przypadku wystąpienia poważnego incydentu związatego z wyrobem należy tem fakty zgłosić producentowi i właściwemu organowi Państwa, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

PRZECIWOWYSZKŁAŃNIE
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze do 25°C. Chronić przed promieniowaniem słonecznym. Szczelnie zamknięć po użyciu.

Przechowywać w miejscu niedostępny dla dzieci.

Terminy przydatności do użycia znajdują się na opakowaniu bezpośrednim.

Po otwarciu opakowania okres ważności nie ulega zmianie pod warunkiem szczelnego zamknięcia po kazdrozwym użyciu.

POSTĘPOWANIE Z OPAKOWANIAMI PO WYZROBIE
Zużyte opakowania należy przekazać do utylizacji lub zwrócić do wytwórcy.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA
Strzykawka zawierająca 1 g preparatu, zestaw aplikatorów jednorazowych.

Data ostatniej aktualizacji: 19.11.2021/7

EN
PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS BEFORE USE
PRODUCT FOR DENTAL USE ONLY

COMPOSITION: metakrylowe resiny (bis-GMA, UDMA, TGDMA), inorganiczny 62%, pigments, photoiniciator, inhibitor.

INDICATIONS FOR USE
The RAINBOW FLOW light-curing composite (colour: orange, yellow, green, blue, violet, pink, dentine) is designed for:
- filling cavities in deciduous and permanent teeth as the first layer in Class I and Class II cavities
- sealing fissures

- dental splinting and also as a protective marking of the enamel border when setting up temporary splints and retainers.

RAINBOW FLOW (orange, yellow, green, blue, violet, pink) is also designed for marking the mouth of root canals.

RAINBOW FLOW (dentine) is also intended for the restoration of anterior and lateral teeth and for the attachment of orthodontic brackets and the protection of the mouth of root canals.

When using composite materials, it is not advisable to employ preparations containing eugenol, as this may disturb the composite polymerization process.

INSTRUCTIONS FOR USE

Before treatment, dip the included applicator in spirit (ethyl alcohol) and then place it on a syringe.

Filling cavities, sealing fissures:

Cover the treated cavity/fissure with a bonding system according to the manufacturer's instructions.

Fill the cavity with a composite layer of no more than 2 mm in thickness. Then, cure with a dental curing lamp for 20 seconds with light intensity of at least 550 mW/cm². It is recommended that the distance between the light source of the dental curing lamp and the restorative surface should not exceed 2-3 mm. If necessary, apply another layer of the material.

RAINBOW FLOW can be worked and polished directly after polymerization using standard methods for composite materials.

Marking the mouths of root canals (after permanent filling of the root canal)

Apply a thin layer of the composite to the canal according to the manufacturer's instructions. Then, apply a composite layer of spirit 2 mm in thickness and cure with a dental curing lamp for 20 seconds. The composite material helps to accurately locate the mouths of closed root canals during the next visit.

After squeezing the material out of the syringe, release the plunger to prevent further outflow of the material.

Immediately after using the preparation, withdraw the syringe plunger and close the package with the original cap in order to avoid polymerization of the preparation in the syringe.

The product is intended for multiple use, while the applicator is for single use only. Reusing the applicator may pose a risk of secondary infection.

CONTRAINDICATIONS
Do not use in patients who are hypersensitive to any of the ingredients.

PRECAUTIONS:
This product can cause eye irritation in the uncured form. In case of contact, rinse with plenty of water and contact a doctor immediately.

If swallowed, drink plenty of water. Do not induce vomiting. Contact a doctor immediately. It can cause allergic skin reaction.

Use rubber dams, disposable gloves, safety goggles and protective clothing when working with this product.

Any serious incident involving the product should be reported to the manufacturer and the competent authority of the State in which the user or patient is domiciled.

STORAGE
Store in a tightly closed original container below 25°C.

Protect from direct sunlight. Reseal after use.

Keep out of the reach of children.

The expiry date is on the direct packaging.

PRECAUTIONS

Une préparation non durcie irrite la peau et les yeux. En cas de contact, rincer toute fois que le matériel a été expulsé de la seringue, relâchez le piston pour empêcher toute nouvelle coulée du matériau.

Immédiatement après l'utilisation du produit, retirez le piston de la seringue et refermez la seringue avec l'étiquette d'origine pour éviter la polymérisation du produit dans la seringue.

Le produit est conçu pour usage multiple, tandis que l'applicateur est à usage unique. L'utilisation répétée de l'applicateur peut comporter un risque d'infection secondaire.

CONTRE-INDICATIONS
Ne pas utiliser chez les patients présentant une hypersensibilité aux composants du produit.

PRECAUTIONS

Une préparation non durcie irrite la peau et les yeux. En cas de contact, rincer toute fois que le matériel a été expulsé de la seringue, relâchez le piston pour empêcher toute nouvelle coulée du matériau.

Immédiatement après l'utilisation du produit, retirez le piston de la seringue et refermez la seringue avec l'étiquette d'origine pour éviter la polymérisation du produit dans la seringue.

L'applicateur est conçu pour usage multiple, tandis que l'applicateur est à usage unique.

L'utilisation répétée de l'applicateur peut comporter un risque d'infection secondaire.

CONTR-INDICATIONS
Ne pas utiliser chez les patients présentant une hypersensibilité aux composants du produit.

PRECAUTIONS

Une préparation non durcie irrite la peau et les yeux. En cas de contact, rincer toute fois que le matériel a été expulsé de la seringue, relâchez le piston pour empêcher toute nouvelle coulée du matériau.

Immédiatement après l'utilisation du produit, retirez le piston de la seringue et refermez la seringue avec l'étiquette d'origine pour éviter la polymérisation du produit dans la seringue.

L'applicateur est conçu pour usage multiple, tandis que l'applicateur est à usage unique.

L'utilisation répétée de l'applicateur peut comporter un risque d'infection secondaire.

CONTRE-INDICATIONS
Ne pas utiliser chez les patients présentant une hypersensibilité aux composants du produit.

PRECAUTIONS

Une préparation non durcie irrite la peau et les yeux. En cas de contact, rincer toute fois que le matériel a été expulsé de la seringue, relâchez le piston pour empêcher toute nouvelle coulée du matériau.

Immédiatement après l'utilisation du produit, retirez le piston de la seringue et refermez la seringue avec l'étiquette d'origine pour éviter la polymérisation du produit dans la seringue.

L'applicateur est conçu pour usage multiple, tandis que l'applicateur est à usage unique.

L'utilisation répétée de l'applicateur peut comporter un risque d'infection secondaire.

CONTRE-INDICATIONS
Ne pas utiliser chez les patients présentant une hypersensibilité aux composants du produit.

PRECAUTIONS

Une préparation non durcie irrite la peau et les yeux. En cas de contact, rincer toute fois que le matériel a été expulsé de la seringue, relâchez le piston pour empêcher toute nouvelle coulée du matériau.

Immédiatement après l'utilisation du produit, retirez le piston de la seringue et refermez la seringue avec l'étiquette d'origine pour éviter la polymérisation du produit dans la seringue.

L'applicateur est conçu pour usage multiple, tandis que l'applicateur est à usage unique.

L'utilisation répétée de l'applicateur peut comporter un risque d'infection secondaire.

CONTRE-INDICATIONS
Ne pas utiliser chez les patients présentant une hypersensibilité aux composants du produit.

PRECAUTIONS

Une préparation non durcie irrite la peau et les yeux. En cas de contact, rincer toute fois que le matériel a été expulsé de la seringue, relâchez le piston pour empêcher toute nouvelle coulée du matériau.

Immédiatement après l'utilisation du produit, retirez le piston de la seringue et refermez la seringue avec l'étiquette d'origine pour éviter la polymérisation du produit dans la seringue.

L'applicateur est conçu pour usage multiple, tandis que l'applicateur est à usage unique.

L'utilisation répétée de l'applicateur peut comporter un risque d'infection secondaire.

CONTRE-INDICATIONS
Ne pas utiliser chez les patients présentant une hypersensibilité aux composants du produit.

PRECAUTIONS

Une préparation non durcie irrite la peau et les yeux. En cas de contact, rincer toute fois que le matériel a été expulsé de la seringue, relâchez le piston pour empêcher toute nouvelle coulée du matériau.

Immédiatement après l'utilisation du produit, retirez le piston de la seringue et refermez la seringue avec l'étiquette d'origine pour éviter la polymérisation du produit dans la seringue.

L'applicateur est conçu pour usage multiple, tandis que l'applicateur est à usage unique.

L'utilisation répétée de l'applicateur peut comporter un risque d'infection secondaire.

CONTRE-INDICATIONS
Ne pas utiliser chez les patients présentant une hypersensibilité aux composants du produit.

PRECAUTIONS

Une préparation non durcie irrite la peau et les yeux. En cas de contact, rincer toute fois que le matériel a été expulsé de la seringue, relâchez le piston pour empêcher toute nouvelle coulée du matériau.

Immédiatement après l'utilisation du produit, retirez le piston de la seringue et refermez la seringue avec l'étiquette d'origine pour éviter la polymérisation du produit dans la seringue.

L'applicateur est conçu pour usage multiple, tandis que l'applicateur est à usage unique.

L'utilisation répétée de l'applicateur peut comporter un risque d'infection secondaire.

CONTRE-INDICATIONS
Ne pas utiliser chez les patients présentant une hypersensibilité aux composants du produit.

PRECAUTIONS

Une préparation non durcie irrite la peau et les yeux. En cas de contact, rincer toute fois que le matériel a été expulsé de la seringue, relâchez le piston pour empêcher toute nouvelle coulée du matériau.

Immédiatement après l'utilisation du produit, retirez le piston de la seringue et refermez la seringue avec l'étiquette d'origine pour éviter la polymérisation du produit dans la seringue.

L'applicateur est conçu pour usage multiple, tandis que l'applicateur est à usage unique.

L'utilisation répétée de l'applicateur peut comporter un risque d'infection secondaire.

CONTRE-INDICATIONS
Ne pas utiliser chez les patients présentant une hypersensibilité aux composants du produit.

PRECAUTIONS

Une préparation non durcie irrite la peau et les yeux. En cas de contact, rincer toute fois que le matériel a été expulsé de la seringue, relâchez le piston pour empêcher toute nouvelle coulée du matériau.

inn. Orvoshoz kell fordulni. Allergiai bőrreakcióit vältethet.

A termék fejlesztésével történő kezelés során kofferdam, védőkesztyű, védőszemüveg, valamint vélőrúha használata kötelező.

Az eszközök kapcsolatos súlyos betegségen árt az jelentenek kell a gyártónak és a szolgáltatónak vagy a beteg lakóhelyére.

RÁKTÁROZÁS

Eredeti csonmagolásban raktározandó, 25°C hőmérsékleten.

Napsugárzással szembeni védelem kelleni. Használhat után szorosan lezárandó.

Gyermeketől elzárni helyen tartandó.

A termék felhasználhatósági ideje közvetlenül a termék csonmagolásán található.

A csonmagolás felbontása után a termék felhasználhatósági ideje nem változik, azzal a feltétellel, hogy minden felhasználás után tökéletesen lezárandó.

TERMÉK CSOMAGOLÁSA

TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS A TERMÉK FELHASZNÁLÁSA UTÁN

A termék csonmagolását akkor kell attól eltiltani, ha a termék használata előtt a gyártóhoz.

HOZÁRÉBÉLT CSONMAGOLÁSOK

A felszínén 1 g termékkel törölhető, továbbá a csonmagolásban találhatók még egyszer használhatók.

UTOLSÓ FRISÍTÉS DÁTUMA: 19.11.2021/7

BG

ПРЕДИ УПОТРЕБА СЕ ЗАПОЗНАЙТЕ С НАСТОЯЩАТА ИНСТРУКЦИЯ

ПРОДУКТ ДЛЯ ГЛАВНОГО САМО ОТ ЛЕКАР СТОМАТОЛОГ

Състав: метакрилатни смоли (bis-GMA, UDMA, TGDMA), неорганичен пълнител 62%, пигменти, фотоникатор, инхибитор.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Фотополимеризиращ твърд композит RAINBOW FLOW (цвят: оранжев, жълт, зелен, син, лилав, розов, зелен) с предназначение за:

- запълване на кухини на кичени и постоянни зъби, като първи слой в кухини от I и II, за запълване на кухини в клас V

- запечатване на бръзди, като и като защитна маркировка на границата на емайла при използване на временно шини и фиктори.

RAINBOW FLOW (дентик) предназначен е и за реконструкция на предни и странични зъби в естетични цялото на зъбите, фиксиране на ортодонтически скоби и защита на отворите на коронковите канали.

При използване на композитни материали не е препоръчително да се използват препарати, съдържащи евгенол, тъй като може да бъде нарушен процесът на полимеризация на композита.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Преди да започнете процедурата, потопете приложения апликатор в спирт (тилов алкохол), след това го поставете върху шприцата.

Запълнете на кухини, запечатайте на бръзди:

Подгответена кухина/бръзда/зъбът бива покрит със система за свързване в съответствие с инструкциите на производителя.

Запечатане на бръзди със специален дентик огънлив, 2 mm. След това полимеризирайте със полимеризираща лампа за 20 секунди, интензитет на светлината не по-надалеч от 550 mW/cm². Препоръчва се разстоянието между източника на светлина на полимеризиращата лампа и повърхността на запълването да не бъде по-голямо от 2-3 mm. Ако е необходимо, нанесете още един слой материал и отново полимеризирайте.

В случаи на нараняне на материал RAINBOW FLOW с наслоняване, не трябва да се направи инхибираща кислородна скоба, образувай върху предходния слой RAINBOW FLOW може да бъде отбранет и попланарно непосредствено след полимеризация, като се използват стандартни методи за композитни материали. Маркиране на каналиите отвръзки (след постоянно запълване на коронковите канали). Нанесете свързващата система на устията на канала в съответствие с препоръките на производителя, след което нанесете композитен слой с дебелина 2 mm и попланарно на коронковата лампа за 20 секунди. Композитният материал пада за коронкови канали при предварителна вибрация.

След екстризата на материала от ширината, освободете буталото, за предотвратяване на по-нататъшна изтичане на материала.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не се прилага на пациенти със сърчно-чревната болест към неговите съставки.

МЕРИКИ ЗА БЕЗПОДСОСТ

Невъздържан преради дразни канала и очите. При контакт веднага изплакнете с голямо количество вода и се свръзете с лекар.

При погълтане не предизвикватъ пити водата, сърдечни реакции на кожата. Помага на работата с препаратите кофедрам, ръкавици, предизвиканчи очила, както и препараторско облекло.

При серийни инциденти, свръзан с индивидуално, трябва да се уведоми производителя и съответната организация на местността на потребителя или пациент.

СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в оригиналната опаковка при температура до 25°C.

Да се пази от слънчева светлина. Да се затваря плитко след употреба.

Срок на годност: 1 година от момента на създаване.

След използване на опаковката срокът на годност не подлежи на промяна при условия на плитко затваряне след всяка употреба.

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ С ОПАКОВКАТА ОТ ПРЕПАРАТА СЛЕД ИЗЧЕРПВАНЕТО МУ

Употребената опаковка трябва да се утилизира или да се върне на производителя. ДАСТЫНЫ ПАЛАВКУ

Сириновка, съдържаща 1 г препарат, комплект апликатор за еднократна употреба.

Дата на последна актуализация: 19.11.2021/7

LT

PRIEŠ PRADEDAMI NAUDOTI ATIDŽIAI PERKSYKTYKITE ŠIA NAUDOJIMO INSTRUKCIOS

GAMYNYS SKIRTAS NAUDOTUI GYDYTÖJAMS ODONTOLOGAMS

SUDETIS: metakrilato derivo (bis-GMA, UDMA, TGDMA), 62% neorganinio užplido, pigmentai, fotoiniciatorius, inhibitorius.

PÄSIŪDŽIUS

Svirės kietinamas „flow“ tipo kompozitas RAINBOW FLOW (spalva: oranžinė, geltona, žalia, mėlyna, violetinė, rožinė, dentinė) – taip pat skirtas priekiniui ir užpakalinui dantų atstutymui su naturaliu dantų salpa, ortodontiniu brekučiu fiksavimui ir šaknies kanalų angu apsaugojimui kompozitais, nepatartina naudoti preparatorių, kuris sudėtyje yra eugenolius, nes gal siurturi kompozito polimerizacijos procesą.

VARTOJIMO BŪDAS

Prieš procedūrą aplikatorių pamerkti spirite (etyl alkoholi), po to patalpinti švirkste.

Ertimi užplūdymas, dantų vagelių padengimas;

Paruošta ertme / vasele turi būti uždengta sujungimo sistema pagal gamintojo instrukcijas.

Užpildyti ertme maks. 2 mm storumo kompozitus sluksnui. Tada kietininkite polimerizacijos tempa 20 sekundžių. Sviros intensyvumas ne mažiausiai kaip 500 mW/cm².

Atidžiai panaudoti ertmės dypes ir vedėtafeta aplikatoriui (spirite (etyl alkoholi) ir dereter placiens dypes) ir dereter placiens dypes.

Ertimi užplūdymas, labehandelingai bei tygeryger;

Folytatni odandora, labehandelingai bei tygeryger;

Paruošta ertme / vasele turi būti uždengta sujungimo sistema pagal gamintojo instrukcijas.

RAINBOW FLOW gali būti apdrojamas i poliruojamas iškart po polimerizacijos metodus.

Sakinės kanalai gnužyminas (poluatinio šaknies kanalo užplūdymas).

Sujungimo sistema pagal gamintojo rekomendacijas užtektite ant saknies kanalų angos, po teptike 2 mm storio kompozitui sluksnui.

ANVENDELSNAEMĀDE

Indien procedūras pagēbyndes, dypes den vedētafeta aplikatori i spirite (etylalcoholi) og dereter placiens dypes den sprojete.

Ertimi užplūdymas, labehandelingai bei tygeryger;

Folytatni odandora, labehandelingai bei tygeryger;

Paruošta ertme / vasele turi būti uždengta sujungimo sistema pagal gamintojo instrukcijas.

RAINBOW FLOW gali būti apdrojamas i poliruojamas iškart po polimerizacijos metodus.

Sakinės kanalai gnužyminas (poluatinio šaknies kanalo užplūdymas).

Užpildyti ertme maks. 2 mm storumo kompozitus sluksnui. Tada kietininkite polimerizacijos tempa 20 sekundžių. Sviros intensyvumas ne mažiausiai kaip 500 mW/cm².

Atidžiai panaudoti ertmės dypes ir vedėtafeta aplikatoriui (spirite (etyl alkoholi) ir dereter placiens dypes) ir dereter placiens dypes.

Ertimi užplūdymas, dantų vagelių padengimas;

Paruošta ertme / vasele turi būti uždengta sujungimo sistema pagal gamintojo instrukcijas.

RAINBOW FLOW gali būti apdrojamas i poliruojamas iškart po polimerizacijos metodus.

Sakinės kanalai gnužyminas (poluatinio šaknies kanalo užplūdymas).

Sujungimo sistema pagal gamintojo rekomendacijas užtektite ant saknies kanalų angos, po teptike 2 mm storio kompozitui sluksnui.

ANVENDELSNAEMĀDE

Indien procedūras pagēbyndes, dypes den vedētafeta aplikatori i spirite (etylalcoholi) og dereter placiens dypes den sprojete.

Ertimi užplūdymas, labehandelingai bei tygeryger;

Folytatni odandora, labehandelingai bei tygeryger;

Paruošta ertme / vasele turi būti uždengta sujungimo sistema pagal gamintojo instrukcijas.

RAINBOW FLOW gali būti apdrojamas i poliruojamas iškart po polimerizacijos metodus.

Sakinės kanalai gnužyminas (poluatinio šaknies kanalo užplūdymas).

Užpildyti ertme maks. 2 mm storumo kompozitus sluksnui. Tada kietininkite polimerizacijos tempa 20 sekundžių. Sviros intensyvumas ne mažiausiai kaip 500 mW/cm².

Atidžiai panaudoti ertmės dypes ir vedėtafeta aplikatoriui (spirite (etyl alkoholi) ir dereter placiens dypes) ir dereter placiens dypes.

Ertimi užplūdymas, dantų vagelių padengimas;

Paruošta ertme / vasele turi būti uždengta sujungimo sistema pagal gamintojo instrukcijas.

RAINBOW FLOW gali būti apdrojamas i poliruojamas iškart po polimerizacijos metodus.

Sakinės kanalai gnužyminas (poluatinio šaknies kanalo užplūdymas).

Sujungimo sistema pagal gamintojo rekomendacijas užtektite ant saknies kanalų angos, po teptike 2 mm storio kompozitui sluksnui.

ANVENDELSNAEMĀDE

Indien procedūras pagēbyndes, dypes den vedētafeta aplikatori i spirite (etylalcoholi) og dereter placiens dypes den sprojete.

Ertimi užplūdymas, labehandelingai bei tygeryger;

Folytatni odandora, labehandelingai bei tygeryger;

Paruošta ertme / vasele turi būti uždengta sujungimo sistema pagal gamintojo instrukcijas.

RAINBOW FLOW gali būti apdrojamas i poliruojamas iškart po polimerizacijos metodus.

Sakinės kanalai gnužyminas (poluatinio šaknies kanalo užplūdymas).

Sujungimo sistema pagal gamintojo rekomendacijas užtektite ant saknies kanalų angos, po teptike 2 mm storio kompozitui sluksnui.

ANVENDELSNAEMĀDE

Indien procedūras pagēbyndes, dypes den vedētafeta aplikatori i spirite (etylalcoholi) og dereter placiens dypes den sprojete.

Ertimi užplūdymas, labehandelingai bei tygeryger;

Folytatni odandora, labehandelingai bei tygeryger;

Paruošta ertme / vasele turi būti uždengta sujungimo sistema pagal gamintojo instrukcijas.

RAINBOW FLOW gali būti apdrojamas i poliruojamas iškart po polimerizacijos metodus.

Sakinės kanalai gnužyminas (poluatinio šaknies kanalo užplūdymas).

Sujungimo sistema pagal gamintojo rekomendacijas užtektite ant saknies kanalų angos, po teptike 2 mm storio kompozitui sluksnui.

ANVENDELSNAEMĀDE

Indien procedūras pagēbyndes, dypes den vedētafeta aplikatori i spirite (etylalcoholi) og dereter