

OBTURADOR PARA HILO DE RETRACCIÓN

La herramienta para compactar el hilo de retracción en el surco gingival

ANTES DE USAR EL PRODUCTO PROCEDE LEER LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES

EL PRODUCTO ESTÁ CONCEBIDO PARA SU USO
ÚNICAMENTE POR ODONTÓLOGOS PROFESIONALES

EL PRODUCTO NO ESTERILIZADO. ESTERILIZAR DIRECTAMENTE ANTES DE USAR

EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE ACERO INOXIDABLE

Durante la producción se ha empleado los procesos con el fin de garantizar la resistencia a la corrosión; sin embargo, la durabilidad depende del uso y conservación correctos.

Limpieza, enjuague y lavado

Las herramientas son entregadas no esterilizadas. Procede lavar las herramientas fabricadas nuevas antes de la primera esterilización y después de sacarlas del embalaje en el agua cálida con el detergente añadido.

Antes de usarlas en cada paciente las herramientas deben ser esterilizadas.

Esterilización

Todas las herramientas (de múltiple uso) deben ser desinfectadas, lavadas con el fin de remover el agente esterilizante y secadas antes del proceso de esterilización. Especialmente se recomienda el lavado por el ultrasonido como el método más eficaz y eficiente.

Los métodos de esterilización recomendados:

Método	Temperatura y duración recomendadas
Autoclave de vapor	a 121°C por 20 minutos
Aire seco	a 160°C de 60 a 120 minutos
Vapor químico	a 132°C por 20 minutos

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Seguir las instrucciones de lavado y esterilización de las herramientas.

ALMACENAMIENTO

Almacenar las herramientas a 5-30° C y en la humedad relativa que no superior al 70%.

Antes de cada uso procede controlar la herramienta para detectar la posible contaminación, destrucción de la estructura del material (fracturas, flexiones, pedazos separados, exfoliados).

No seguir las instrucciones anteriores resulta en reducir la durabilidad de la herramienta y cortar el tiempo de su uso de manera significativa.



CONSULTAR LA INSTRUCCIÓN DE USO

Fecha de última actualización: 07.11.2019/1



PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski
37-450 Stalowa Wola, Polska
ul. Kwiatkowskiego 1
Tel/fax 00 48 15 842 35 85