

PL

Płynny wytrawiacz stomatologiczny

EN

Flowable dental etchant

ES

Grabado ácido odontológico

FR

Décapant dentaire liquide

DE

Flüssiges Ätzmittel für zahnärztliche Zwecke

RU

Стоматологическая протравка

IT

Mordenzante dentistico liquido

RO

Demineralizant dentar lichid

HU

Folyékony fogászati savazó

BG

Дентална ецваща течност

LT

Skystas stomatologinis ésdiklis

Data ostatniej aktualizacji: 16.05.2016/1

BLUE ETCH

Flow

CE

2409

PPH CERKAMED

Wojciech Pawłowski

37-450 Stalowa Wola, Poland

ul. Kwiatkowskiego 1

Tel./fax: + 48 15 842 35 85

www.cerkamed.com

PL

Płynny wytrawiacz stomatologiczny

EN

Flowable dental etchant

ES

Grabado ácido odontológico

FR

Décapant dentaire liquide

DE

Flüssiges Ätzmittel für zahnärztliche Zwecke

RU

Стоматологическая протравка

IT

Mordenzante dentistico liquido

RO

Demineralizant dentar lichid

HU

Folyékony fogászati savazó

BG

Дентална ецваща течност

LT

Skystas stomatologinis ésdiklis

Data ostatniej aktualizacji: 16.05.2016/1

BLUE ETCH

Flow

CE

2409

PPH CERKAMED

Wojciech Pawłowski

37-450 Stalowa Wola, Poland

ul. Kwiatkowskiego 1

Tel./fax: + 48 15 842 35 85

www.cerkamed.com

EN

Flowable dental etchant

ES

Grabado ácido odontológico

FR

Décapant dentaire liquide

DE

Flüssiges Ätzmittel für zahnärztliche Zwecke

RU

Стоматологическая протравка

IT

Mordenzante dentistico liquido

RO

Demineralizant dentar lichid

HU

Folyékony fogászati savazó

BG

Дентална ецваща течност

LT

Skystas stomatologinis ésdiklis

Data ostatniej aktualizacji: 16.05.2016/1

BLUE ETCH

Flow

CE

2409

PPH CERKAMED

Wojciech Pawłowski

37-450 Stalowa Wola, Poland

ul. Kwiatkowskiego 1

Tel./fax: + 48 15 842 35 85

www.cerkamed.com

EN

Flowable dental etchant

ES

Grabado ácido odontológico

FR

Décapant dentaire liquide

DE

Flüssiges Ätzmittel für zahnärztliche Zwecke

RU

Стоматологическая протравка

IT

Mordenzante dentistico liquido

RO

Demineralizant dentar lichid

HU

Folyékony fogászati savazó

BG

Дентална ецваща течност

LT

Skystas stomatologinis ésdiklis

Data ostatniej aktualizacji: 16.05.2016/1

BLUE ETCH

Flow

CE

2409

PPH CERKAMED

Wojciech Pawłowski

37-450 Stalowa Wola, Poland

ul. Kwiatkowskiego 1

Tel./fax: + 48 15 842 35 85

www.cerkamed.com

EN

Flowable dental etchant

ES

Grabado ácido odontológico

FR

Décapant dentaire liquide

DE

Flüssiges Ätzmittel für zahnärztliche Zwecke

RU

Стоматологическая протравка

IT

Mordenzante dentistico liquido

RO

Demineralizant dentar lichid

HU

Folyékony fogászati savazó

BG

Дентална ецваща течност

LT

Skystas stomatologinis ésdiklis

Data ostatniej aktualizacji: 16.05.2016/1

BLUE ETCH

Flow

CE

2409

PPH CERKAMED

Wojciech Pawłowski

37-450 Stalowa Wola, Poland

ul. Kwiatkowskiego 1

Tel./fax: + 48 15 842 35 85

www.cerkamed.com

EN

Flowable dental etchant

ES

Grabado ácido odontológico

FR

Décapant dentaire liquide

DE

Flüssiges Ätzmittel für zahnärztliche Zwecke

RU

Стоматологическая протравка

IT

Mordenzante dentistico liquido

RO

Demineralizant dentar lichid

HU

Folyékony fogászati savazó

BG

Дентална ецваща течност

LT

Skystas stomatologinis ésdiklis

Data ostatniej aktualizacji: 16.05.2016/1

BLUE ETCH

Flow

CE

2409

PPH CERKAMED

Wojciech Pawłowski

37-450 Stalowa Wola, Poland

ul. Kwiatkowskiego 1

Tel./fax: + 48 15 842 35 85

www.cerkamed.com

Data ostatniej aktualizacji: 16.05.2016/1

Last update: 16.05.2016/1

Fecha de la última revisión: 16.05.2016/1

Date de dernière mise à jour: 16.05.2016/1

Letzte Aktualisierung: 16.05.2016/1

RU

BLUE ETCHFlow

Стоматологическая протравка

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПРИВЕДЕННОЙ НИЖЕ ИНСТРУКЦИЕЙ
ИЗДЕЛИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО
ВРАЧАМИ-СТОМАТОЛОГАМИ

СОСТАВ: о-фосфорная кислота 36%, гелевая база, краситель.

НАЗНАЧЕНИЕ
Протравка BLUE ETCH FLOW используется для травления эмали и дентина перед применением композитных материалов, лаковблорозд и щелей.
Благодаря соответствующим образом подобранной полужидкой консистенции BLUE ETCH FLOW проникает в труднодоступные борозды и щели. Протравка подходит также для применения перед пломбированием корневых каналов штифтами из стекловолокну.

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
(для варианта 10 мл и 50 мл)
1. Открутите белый колпачок с большого шприца, содержащего протравку.
2. Вместо белой крышки вкрутите соединитель.
3. Открутите синюю заглушку с соединителя, а затем на его место установите дозатор - прилагаемый меньший шприц.
4. Нажмите на поршень большого шприца и перекачайте необходимое количество геля в дозатор, не более, чем 2 мл. В случае затруднения перекачки препарата в дозатор необходимо несколько раз подвигать поршнем большого шприца. Препарат разжидится, поскольку он имеет тиксотропные свойства.
5. Открутите заполненный дозатор и накрутите на его конец аппликатор (прилагаемую туюпу иглу). Продукт готов к использованию.
6. Оставьте прикрученный соединитель на большем шприце и закрутите его синей крышкой.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Перед началом процедуры прилагаемый аппликатор обязательно промойте в спирте (этиловый спирт), а затем прикрутите к шприцу. На сухую поверхность нанесите тонкий слой протравки. Травить следует не дольше, чем 60 секунд. Промойте сильной воздушно-водной струей (ок. 15-20 секунд). Не пересушивайте. В случае загрязнения эмали повторите процесс. Препарат предназначен для многократного использования, в то время как аппликатор предназначен для однократного использования. Многократное использование аппликатора может создавать опасность вторичной инфекции.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Не использовать продукта у пациентов с повышенной чувствительностью к компонентам препарата.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Действует раздражающе на слизистую оболочку полости рта, кожу и глаза. В случае контакта немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. В случае употребления не вызывать рвоту. Выпить большое количество воды. Обратиться к врачу. При работе с продуктом использовать коффердам. Применять перчатки, защитные очки и защитную одежду.

ХРАНЕНИЕ
Хранить в оригинальной упаковке при температуре до 25°C. Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности указан на первичной упаковке.После вскрытия упаковки срок годности не изменяется, при условии плотного закрытия после каждого использования.

ОБРАЩЕНИЕ С УПАКОВКОЙ ИЗДЕЛИЯ
Использованные упаковки следует передать для утилизации или вернуть производителю.

УПАКОВКА
Шприц, содержащий 2 мл препарата, одноразовый аппликатор. Шприц, содержащий 10 мл или 50 мл препарата, одноразовые аппли-каторы,соединитель,дозатор.



IT

BLUE ETCHFlow

Mordenzante dentistico liquido

PRIMA DELL'UTILIZZO LEGGERE ATTENTAMENTE LA SEGUENTE ISTRUZIONE
IL PRODOTTO DEVE ESSERE UTILIZZATO ESCLUSIVAMENTE DAI DENTISTI

COMPOSIZIONE: acido fosforico 36%, a base di gel, colorante.

APPLICAZIONE
Il mordenzante BLUE ETCH FLOW si usa per la mordenzatura dello smalto e della dentina prima dell'utilizzo dei compositi, sigilli per i solchi e le fessure.
Per la sua consistenza semiliquida appositamente scelta, BLUE ETCH FLOW arriva dentro scanalature e fessure difficilmente raggiungibili. Adatto anche per cementare gli inlay coronali-radicali in fibra di vetro.

PREPARAZIONE DEL PREPARATO (per la variante da 10ml e 50ml)
1. Svita il tappo bianco dalla siringa cumulativa con il mordenzante.
2. Al posto del tappo bianco, avvita il connettore.
3. Svita il tappo blu dal connettore ed al suo posto avvita il dosatore – la siringa più piccola in dotazione.
4. Premi il pistone della siringa cumulativa e passa la quantità necessaria di gel al dosatore, non più di 2 ml.
In caso di difficoltà con il passaggio del preparato al dosatore, bisogna muovere più volte il pistone della siringa cumulativa. Il preparato si diluirà perché ha le proprietà tixotropiche.
5. Svita il dosatore riempito ed avvita l'applicatore alla sua punta (l' ago smussato in dotazione). Il prodotto è pronto per essere utilizzato.
6. Lascia il connettore attaccato alla confezione cumulativa e metti il tappo blu.

MODALITÀ D'USO
Prima di iniziare il trattamento, bisogna immergere l'applicatore acceso nell'alcool (alcool etilico) e poi metterlo sulla siringa. Mettere uno strato sottile del mordenzante sulla superficie asciutta. Mordenzare non più di 60 secondi. Sciacquare con un flusso forte di aria ed acqua (ca. 15-20 secondi). Non asciugare troppo. In caso di impurità sullo smalto, ripetere il processo. Il prodotto può essere usato più volte, invece l'applicatore è monouso. L'uso multiplo dell'applicatore può comportare il rischio di infezione retrograda.

CONTROINDICAZIONI
Non usare il prodotto nei pazienti allergici agli ingredienti del preparato.

PRECAUZIONI
Ha un'azione irritante per le mucose della cavità orale, per gli occhi e la pelle. In caso di contatto, sciacquare immediatamente con molta acqua e contattare un medico. In caso di inghiottimento, non provocare il vomito. Bere molta acqua. Contattare un medico. Durante il lavoro usare il dental dam. Indossare i guanti, gli occhiali di protezione e gli indumenti di protezione.

CONSERVAZIONE
Conservare nella confezione originale ad una temperatura non superiore ai 25°C. Conservare lontano dalla portata dei bambini. La data di scadenza si trova sulla confezione diretta. Dopo l'apertura, il prodotto non perde la scadenza a condizione che venga chiuso ermeticamente dopo ogni utilizzo.

SMALTIMENTO DEL CONTENITORE
Le confezioni utilizzate devono essere affidate ad un'azienda di smaltimento o resituite al produttore.

CONFEZIONI DISPONIBILI
Siringa contenente 2ml di preparato, applicatore momouso. Siringa contenente 10ml o 50ml di preparato, applicatori monouso, connettore, dosatore.



RO

BLUE ETCHFlow

Demineralizant dentar lichid

ÎNAINTE DE UTILIZARE VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE URMĂTOARELE INSTRUCȚIUNI
PRODUS EXCLUSIV PENTRU UȚ DENTAR

COMPOZIȚIE: acid orto-fosforic 36%, gel, colorant.

UTILIZARE
Acidul demineralizant se utilizează pentru demineralizarea dentinei și a smalțului înaintea aplicării materialelor compozite, a sigilanților de fisuri și canalicule dentinare.
Datorită consistenței semi-lichide adecvate BLUE ETCH FLOW pătrunde în cavitățile și fisurele greu accesibile. Este potrivit, de asemenea, pentru utilizare înainte de cimentarea inserțiilor de coroană – rădăcină din fibră de sticlă.

PREGĂTIREA PRODUSULUI ÎNAINTE DE UTILIZARE
(în ceea ce privește: varianta 10 ml și 50 ml)
1. Deșurubați capacul alb de la siringa de dozare care conține acidul demineralizant.
2. Înlocuiți capacul alb cu conectorul atașat.
3. Deșurubați dopul albastru de la conector și înlocuiți-l cu dispenserul - siringă mică atașat la produs.
4. Împingeți în jos pistonul de la siringă de dozare și pompați cantitatea necesară de gel în dozator, dar nu mai mult de 2 ml.
În caz de dificultăți cu pomparea, mutați pistonul la mai multe seringi. Datorită proprietăților sale tixotropice preparatul va curge mai ușor.
5. Deșurubați siringa plină și atașați aplicatorul în vârf (aplicatorul cu capăt bont). Produsul este apoi gata de utilizare.
6. Păstrați conectorul filetat pe recipientul de dozare și protejați-l cu dopul albastru.

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE
Înainte de tratament introduceți aplicatorul atașat în spirit (alcool etilic) și apoi puneți-l la siringă. Aplicați un strat subțire de acid demineralizant BLUE ETCH pe suprafața uscată. Demineralizați cel puțin 60 de secunde. Clătiți cu apă din abundență (aproximativ 15-20 de secunde) apoi uscați cu un jet de aer. Lăsați suprafața ușor umedă. În cazul în care apar impurități pe smalț, repetați procesul de demineralizare. Produsul este destinat utilizării multiple, cu excepția aplicatorului, care este de unică folosință. Utilizarea multiplă a aplicatorului poate provoca riscul de reinfecțare.


CONTRAINDICAȚII
Nu utilizați produsul pentru pacienții cu hipersensibilitate la componentele acestuia.

ATENȚIE
Este iritant pentru mucoasa cavității bucale, pielea și ochi. În caz de contact clățiți imediat cu o cantitate mare de apă și solicitați sfatul medicului. În caz de înghițire, consumați o cantitate mare de apă. Cereți sfatul medicului. În timp ce se lucrează cu produsul este necesară folosirea foliei de dentare. Folosiți mănuși, ochelari și echipament de protecție.

DEPOZITARE
A se păstra în ambalajul original, la o temperatură sub 25°C. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Data de expirare este plasata pe recipientul principal. Odată ce recipientul este deschis, data de expirare nu se schimbă în cazul în care acesta este închis bine după fiecare utilizare.

MANIPULARE
Recipientele goale trebuie aruncate în mod responsabil sau returnate producătorului.

AMBALAJUL
Siringă de 2 ml, aplicator de unică folosință. Siringă de 10ml sau 50 ml, aplicatoare de unică folosință, conector, siringă.



HU

BLUE ETCHFlow

Folyékony fogászati savazó

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT
KIZÁRÓLAG FOGÁSZATI CÉLU FELHASZNÁLÁSRA

ÖSSZETÉTEL: 36%-os orto-foszforsav, gélesítő anyag, színezék.

INDIKÁCIÓK
A BLUE ETCH FLOW termék a fogak savazásos kondicionálásához használandó, kompozit tömések és barázdazárás előtt.
Tekintettel a megfelelően megválasztott, félig folyékony állagú BLUE ETCH FLOW savazó gél eljut a nehezen hozzáférhető foggödörkhöz és repedésekhez. Használható még – üvegszálás csapra helyezett koronák cementezése előtt is.

A TERMÉK HASZNÁLATÁNAK ELŐKÉSZÜLETEI (10ml vagy 50ml)
1. Csavarja le az adagolófecskendő fehér kupáját
2. Helyettesítse a feltöltéshez szükséges konnectorral
3. Csavarja le a kék kupakot a konnectorról, és helyettesítse az adagolóval (egy kisebb adagolófecskendő)
4. Nyomással adagolja át a kívánt mennyiséget a savazógél fecskendőbe, de ne lépje túl a 2ml-t
5. Csavarja le a feltöltött adagolófecskendőt és helyezze rá az intraorális adagolóút. A termék ekkor használatra kész.
6. Hagyja a konnectort rajta a nagy fecskendőn, és zárja le a kék kupakkal hermetikusan.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
A kezelés előtt merítse alkoholba az adagolóhegyet, majd tegye fel a fecskendőre. A száraz fogfelszínre vigyünk fel egy vékony réteget a BLUE ETCH FLOW savazó gélből. Ne savazzon tovább, mint max. 60 másodperc!
Öblítés le bőséges mennyiségű vízzel (15-20 mp), majd szárítsa meg. Hagyja a fogfelszín enyhén nedvesen. Zománc tisztatlanság esetén ismételje meg a lépéseket!
A termék több kezelése elegendő, így újra használható – kivéve az adagolóút, amely egyszer használatos. Ennek ismételt, többszöri felhasználása fertőzésveszélyt hordoz magában.

KONTRAINDIKÁCIÓK
Soha ne használja olyan betegnél, aki érzékeny a termék bármely komponensére!

ELŐVIGYÁZATOSSÁGI RENDSZABÁLYOK
Bőrirritációt okozhat. Irritációt fejthet ki a szájnálkahártyán. Ha ez bekövetkezik, azonnal mossa le bőséges vízzel! Szembe jutva irritáló hatású lehet. Ha ez mégis bekövetkezik, mossa le bőséges, langyos vízzel. Szem irritáció esetén forduljon azonnal szakorvoshoz! Lenyelni tilos, ám ha megtörténik, ne hánytasson. Itasson a beteggel bőséges vizet és forduljon szakorvoshoz! Használata során mindig használjon kofferdam gumit, eldobható védőkesztyűt és szemvédő szemüveget!

TÁROLÁS
Eredeti kiszerezésében szobahőmérsékleten (max.25°C) tárolható. Gyermekektől távol tartandó!
A termék lejárati ideje a csomagoláson olvasható. Felbontás után a termék lejárati ideje nem változik, feltéve, ha biztonságosan visszazárja minden használat után.

AZ ELHASZNÁLT TERMÉK MEGSEMMISÍTÉSE
Az elhasznált terméket, illetve a csomagolóanyagot juttassa vissza a gyártóhoz, vagy semmisítse meg a helyi hatóságok előírásának megfelelően (kémiai hulladékn).

KISZERELÉS
2 ml tixotrop gél (kék színű) fecskendőben, eldobható applikátorokkal. 10ml vagy 50ml kiszerezés, áttöltő adagolóval, eldobható applikátorokkal.



BG

BLUE ETCHFlow

Дентална ецваща течност

ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ИНСТРУКЦИЯТА
ПРОДУКТЪТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ОТ СТОМАТОЛОГ

СЪСТАВ: О-фосфорна киселина във вид на гел, оцветител.

ПОКАЗАНИЯ
Стоматологичният гел се използва за ецване на зъбния емайл и дентина преди използването на композити, физири и запълване на кавитети.
Благодарение на подходящо избрана, полу-течна консистенция BLUE ETCH FLOW достига до труднодостъпни ями и пукнатини. Също така е подходящ за използване преди циментиране на частични корони - корен от фибростъкло.

ПОДГОТОВКА НА ПРОДУКТА ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ
1. Развинтете бялата капачка на дозиращата спринцовка с ецващия гел.
2. На мястото на капачката поставете конектора.
3. Махнете синята капачка от конектора и на нейно място опнастете диспенсъра – по-малката спринцовка, съдържаща се в опаковката.
4. Натиснете надолу буталото на дозиращата спринцовка и изпомпайте нужното количество гел в диспенсърар но не повече от 2 мл.
5. Развинтете напълнения диспенсър и поставете най-отгоре апликатора (апликаторната игла с притъпен край). Продуктът е готов за използване.
6. Оставете конектора, завинтен на дозиращия контейнер и го затворете със синята капачка.

НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ
Върху подсушената повърхност се нанася тънък слой от гела. Ецва се не по-продължително от 60 сек. Изплаква се със силна водно-въздушна струя (около 15-20 сек.). Да не се пресушава. Повърхността да остане леко влажна. В случай на замърсяване на зъбния емайл процесът се повтаря.
Продуктът е предназначен за многократна употреба с изключение на апликатора, който е за еднократно ползване. Многократното използване на апликатора може да доведе до риск от инфекция.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при пациенти, алергични към съставките на препарата.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
Действа дразнещо на устната лигавица, кожата и очите. При евентуален контакт да се измие веднага обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.
При случайно поглъщане на препарата да не се предизвика повръщане. Да се измие голямо количество вода и да се потърси лекарска помощ.
При работа с продукта използването на кофердам е задължително. Да се използват ръкавици, защитни очила и облекло.

СЪХРАНЕНИЕ
Да се съхранява в оригиналната опаковка при температура под 25°C. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Сроктът на годнос е изписан на контейнера. След отваряне на контейнера срокът не годност не се променя, ако след всяка употреба контейнера се затваря плътно.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРАЗНАТА ОПАКОВКА
Празните контейнери да се изхвърлят съгласно приетите разпоредби.

ОПАКОВКИ
Спринцовка от 2 мл. препарат и еднократен апликатор. Спринцовка от 10 мл. препарат, еднократни апликатори, конектор, диспенсър. Спринцовка от 50 мл. препарат, еднократни апликатори, конектор, диспенсър.



LT

BLUE ETCHFlow

Skystas stomatologinis esdiklis

PRIEŠ NAUDOJIMĄ BŪTINAI SUSIPAŽINKITE SU ŠIA INSTRUKCIJA
GAMINYS SKIRTAS TIK GYDYTOJŲ ODONTOLOGŲ NAUDOJIMUI

SUDĖTIS: 36 % fosforo rūgštis, bazinis gelis, dažiklis.

PASKIRTIS
Esdiklis BLUE ETCH FLOW naudojamas emalio ir dentino esdinimui prieš kompozitinių medžiagų, lakų taikymą.
Dėl tinkamai parinktos, pusiau skystos konsistencijos, BLUE ETCH FLOW prasišverbia į sunkiai pasiekiamas ertmes ir plyšius. Taip pat tinka naudoti prieš stiklo pluošto implantų cementavimą.

PARUOŠIMAS NAUDOTI (variantai 10 ml ir 50 ml)
1. Atskukite baltą švirksto su esdikliu dangtelį.
2. Vietoje dangtelio prisukite jungtį.
3. Atskukite mėlyną jungties dangtelį ir į jo vietą pritvirtinkite dozatorių - pridėtą mažesnę švirkštą.
4. Nuspauskite didžiojo švirksto stūmoklį ir išspauskite reikalingą preparato kiekį į dozatorių, bet ne daugiau nei 2 ml.
Jei preparatas neišsispaudžia, pabandykite pajudinti pagrindinio švirksto stūmoklį. Preparatas pasižymi tokstotropinėmis savybėmis, todėl turėtu suminkštėti.
5. Nuimkite pripildytą dozatorių ir prie jo galo pritvirtinkite aplikatorių (pridėtą buką adatą). Preparatas paruoštas naudoti.
6.Jungtį palikite ant pagrindinės pakuotės ir užsukite mėlynuoją dangtelį.

NAUDOJIMO BŪDAS
Prieš pradėdami procedūrą panardinkite pridėtą aplikatorių į spiritą (etilo alkoholi) ir po to uždekite ant švirksto. Ant nusausinto paviršiaus tepti ploną esdintojo sluoksni. Palikti veikti ne ilgiau nei 60 sekundžių. Nuplauti stipriu oro ir vandens srautu (apie 15-20 sekundžių). Vengti perdžiovinimo. Jei danties emalis nešvarus, procesą pakartokite. Gaminys skirtas daugkartiniam naudojimui, o aplikatorius yra vienkartinis. Daugkartinis aplikatoriaus naudojimas sukelia antrinės infekcijos riziką.

KONTRAINDIKACIJOS
Negalima skirti pacientams jautriems preparato sudedamosioms dalims.

ATSARGUMO PRIEMONĖS
Dirgina burnos gleivinę, odą ir akis. Jeigu preparatas pateko į akį, tučtuojau kruopščiai nuplaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją. Prarijus neskatinkite vėmimo. Gerti daug vandens. Kreiptis į gydytoją. Dirbdami su preparatu naudokite koferdamą. Naudokite pirštines, apsauginius akinius ir drabužius.

SAUGOJIMAS
Laikyti originalioje pakuotėje ne žemesnėje nei 25°C temperatūroje. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Galiojimo terminas nurodytas ant pirminės pakuotės. Atidarius pakuotę galiojimo terminas nesikeičia, jei po kiekvieno naudojimo pakuotė sandariai uždaroma.

PRODUKTO PAKUOČIŲ TVARKYMAS
Panaudotas pakuotės utilizuoti arba gražinti gamintojų.

GALIMOS PAKUOTĖS
Švirkštas su 2 ml preparato, vienkartinis aplikatorius. Švirkštas, kuriame yra 10 ml arba 50 ml preparato, vienkartiniai aplikatoriai, jungtis, dozatorius.

