

RU

BIO

MTA

Биоматериал для пломбирования и восстановления корневых каналов

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЛЕДУЕТ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТОЛЬКО ВРАЧАМИ-СТОМАТОЛОГАМИ

СОСТАВ:
Порошок *Bio MTA+ powder*: оксид кальция, гидроксипатит, а также оксиды: кремния, железа, алюминия, натрия, калия, висмута, магния, циркония, фосфат кальция.
Жидкость *Bio MTA+ liquid*: очищенная вода, кальциевый катализатор.

НАЗНАЧЕНИЕ
Изделие предназначено для использования во время стоматологического лечения как материал для заполнения и реминерализации корневых каналов. После смешения с жидкостью Bio MTA+ время работы составляет около 4 минут, а полное схватывание материала происходит примерно через 2 ч. Действуют реминерализующие на ткани зуба благодаря большому содержанию ионов кальция. Кремниево-кальциевые соединения способствуют восстановлению тканей после перфорации стенок и внутриканальной резорбции. Кроме того, продукт Bio MTA+ содержит в своем составе гидроксипатит, являющийся естественным компонентом костей, благодаря чему материал идеально встраивается в их структуру.
Bio MTA+ особенно рекомендуется в следующих случаях:
- перфорации стенок корневых каналов,
- внутриканальной резорбции,
- обратного заполнения верхушки корня,
- при непосредственном покрытии пульпы,
- во время операции ампутации пульпы,
- при лечении зубов с незавершенным развитием корня.
Bio MTA+ не следует применять для самостоятельного постоянного заполнения канала.
После смешивания продукт Bio MTA+ имеет очень пластичную, плотную консистенцию, не течет, держится на инструменте. Благодаря этому применение материала Bio MTA+ гораздо проще по сравнению с традиционными материалами типа MTA.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Отрезать верхушку пипетки с названием *Bio MTA+ liquid*. Содержимое всего стеклянного флакона с названием *Bio MTA+ powder* и 1-2 капли жидкости *Bio MTA+ liquid* разместить на стекле для замешивания. Перемешивать примерно 30 секунд до получения консистенции мягкого пластилина. Если материал слишком плотный или рассыпчатый, добавить еще одну каплю жидкости *Bio MTA+ liquid*. **ВНИМАНИЕ!** Порошок *Bio MTA+ powder* следует смешивать только с жидкостью *Bio MTA+ liquid*. Не заменять водой или другими жидкостями.
Разместить препарат в выбранном месте с помощью инструмента для наложения пломб.
Порошок *Bio MTA+ powder* содержит дозу для однократного использования. При смешивании с жидкостью *Bio MTA+ liquid* следует применить приготовленную дозу в течение макс. 4 минут. После этого времени происходит затверждение приготовленной массы.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Не применять на пациентах с повышенной чувствительностью к компонентам препарата.
Не использовать препарат при воспалительных процессах, потому что кислый pH нарушает схватывание Bio MTA+.
При смешивании *Bio MTA+ powder* нельзя применять воду или другие жидкости, порошок следует смешивать только с жидкостью *Bio MTA+ liquid*.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Изделие может вызвать повреждение глаз.
Препарат действует раздражающе на слизистые оболочки ротовой полости, глаза и кожу. В случае контакта немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. В случае проглатывания не вызывать рвоту. Выпить большое количество воды. Обратиться к врачу. Во время работы с продуктом следует применять коффердам, одноразовые перчатки и защитные очки.

ХРАНЕНИЕ
Хранить в оригинальной упаковке при температуре ниже 25 °C. Предохранять от влажности.
Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности указан на первичной упаковке.

ОБРАЩЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАННЫМИ ЕМКОСТЯМИ
Использованные емкости следует передать для утилизации или вернуть производителю.

ИМЕЮЩИЕСЯ ЕМКОСТИ
Стеклянный флакон, содержащий 0,14 г порошка *Bio MTA+ powder*, пипетка, содержащая 1 мл жидкости *Bio MTA+ liquid*.

Дата последнего обновления: 10.06.2019/2

IT

BIO

MTA

Materiale per il riempimento e la ricostruzione dei canali radicolari

PRIMA DELL'UTILIZZO LEGGERE ATTENTAMENTE LA SEGUENTE ISTRUZIONE

IL PRODOTTO DEVE ESSERE UTILIZZATO ESCLUSIVAMENTE DAI DENTISTI

COMPOSIZIONE:
Bio MTA+ powder: ossido di calcio, idrossiapatite ed ossidi di: silicio, ferro, alluminio, sodio, potassio, bismuto, magnesio, zirconio, fosfato di calcio.
Bio MTA+ liquid: acqua di purezza farmaceutica, catalizzatore di calcio.

APPLICAZIONE
Il preparato è destinato all'utilizzo durante il trattamento dentistico come materiale per otturazione e rimineralizzazione dei canali radicolari. Miscelato con il liquido *Bio MTA+ liquid*, il tempo di lavorazione è di circa 4 min. e l'indurimento del materiale avviene dopo circa 2 ore.
Ha un'azione rimineralizzante sul tessuto del dente grazie al maggior contenuto di ioni di calcio. I composti di silicio e calcio aiutano la ricostruzione dei tessuti dopo la perforazione delle pareti ed il riassorbimento intracanalare. Inoltre il preparato Bio MTA+ contiene l'idrossiapatite che è un componente naturale delle ossa, grazie a cui il preparato si incorpora perfettamente con la sua struttura.
Bio MTA+ è indicato in particolare nei casi di:
- perforazione delle pareti dei canali radicolari,
- riempimento retrogrado dell'apice della radice,
- copertura diretta della polpa
- operazione di amputazione della polpa,
- cura dei denti con lo sviluppo parziale della radice.
Bio MTA+ non va usato come riempimento autonomo fisso del canale. Dopo la miscelatura, il preparato Bio MTA+ è caratterizzato da una particolare elasticità, consistenza compatta, non è friabile, si attacca allo strumento. Perciò l'applicazione del materiale Bio MTA+ è molto più semplice in confronto ai materiali di tipo MTA tradizionali.

MODALITÀ D'USO
Tagliare la punta della pipetta con l'indicazione *Bio MTA+ liquid*. Mettere il contenuto di tutta la fiala di vetro con l'indicazione *Bio MTA+ powder* e 1-2 gocce di liquido *Bio MTA+ liquid* sulla lastra di preparazione. Mescolare per circa 30 secondi fino ad ottenere la consistenza di plastilina morbida. Se il materiale è troppo denso o friabile, bisogna aggiungere un'altra goccia di soluzione *Bio MTA+ liquid*.
ATTENZIONE! *Bio MTA+ powder* deve essere usato solo con il liquido *Bio MTA+ liquid*. Non scambiarlo con acqua o altri liquidi.
Mettere il preparato nel punto adeguato usando l'applicatore.
Una confezione di *Bio MTA+ powder* contiene una dose unica. Dopo la miscelazione con la soluzione *Bio MTA+ liquid* la dose deve essere utilizzata entro massimo 4 minuti. Dopo di che avviene l'indurimento della massa.

CONTROINDICAZIONI
Non usare nei pazienti allergici agli ingredienti del preparato.
Il preparato va utilizzato solo dopo la cessazione dei sintomi acuti perché il pH acido diminuisce la presa di Bio MTA+.
Per la miscelatura di *Bio MTA+ powder* usare solo il liquido *Bio MTA+ liquid*. Non scambiarlo con acqua o altri liquidi.

PRECAUZIONI
Il prodotto può danneggiare gli occhi.
Ha un'azione irritante per le mucose della cavità orale, per gli occhi e la pelle. In caso di contatto, sciacquare con molta acqua e contattare un medico. Se ingoiato, non provocare il vomito. Bere molta acqua.
Contattare un medico. Durante il lavoro con il preparato, usare il dental dam, indossare i guanti monouso e gli occhiali di protezione.

CONSERVAZIONE
Conservare nella confezione originale ad una temperatura non superiore ai 25 °C.
Tenere lontano dall'umidità.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
La data di scadenza si trova sulla confezione diretta.

SMALTIMENTO DEL CONTENITORE
Le confezioni utilizzate devono essere affidate ad un'azienda di smaltimento o restituite al produttore.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
Fiala di vetro contenente 0,14 g di polvere *Bio MTA+ powder*, pipetta contenente 1 ml di liquido *Bio MTA+ liquid*.

Data ultimo aggiornamento: 10.06.2019/2

RO

BIO

MTA

Biomaterial pentru umplerea și reconstrucția canalelor radiculare

ÎNAINTE DE UTILIZARE VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE PREZENTA ISTRUȚIUNE

PRODUS DESTINAT ÚZULUI DENTAR

COMPOZIȚIE:
Bio MTA+ powder: oxid de calciu, hidroxiapatită de calciu și oxizi: siliciu, fier, aluminiu, sodiu, potasiu, bismut, magneziu, zirconiu, fosfat de calciu.
Bio MTA+ liquid: apă de calitate farmaceutică, catalizator de calciu.

UTILIZARE
Produsul este destinat utilizării în timpul tratamentului dentar ca material pentru umplerea și remineralizarea canalelor radiculare. După amestecarea cu lichid *Bio MTA+ liquid* timpul de lucru este de aproximativ 4 minute, iar legarea totală a materialului are loc după aproximativ 2 ore.
Acționează remineralizant asupra țesutului dintelui, datorită unui conținut ridicat de ioni de calciu. Compuși de calciu-silicat ajută la reconstruirea țesuturilor după perforarea peretilor și rezorția din interiorul canalului. În plus, produsul Bio MTA+ conține în compoziția sa hidroxiapatită, care este un component natural al oaselor, astfel încât produsul se încorporează perfect în structura sa.
Bio MTA+ este indicat în special în următoarele cazuri:
- perforații ale peretilor canalelor radiculare,
- resorbtii în interiorul canalului,
- umplere inversă a apexului rădăcinii,
- în cazul acoperirii directe a pulpei,
- în timpul tratamentului de amputare a pulpei,
- pentru tratamentul dinților cu o dezvoltare nefinalizată a rădăcinii.
Bio MTA+ nu trebuie utilizat ca umplutură permanentă independentă a canalului.
După amestecare produsul Bio MTA+ se caracterizează printr-o consistență deosebit de plastică, consolidată, nu fărmăciți, ci se ține de instrument. Datorită acestui fapt aplicarea materialului Bio MTA+ este mult mai ușoară în comparație cu materialele convenționale de tip MTA.

ISTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
Taiati vârful pipetei marcate *Bio MTA+ liquid*. Întregul conținut al fiolei de sticlă marcate *Bio MTA+ powder* și 1-2 picături de lichid *Bio MTA+ liquid* trebuie plasate pe o plăcuță de preparare.
Omogenizați timp de aprox. 30 de secunde pentru a obține o consistență de plastilină moale. În cazul în care materialul este prea dens sau fărmăcios adăugați încă o picătură de lichid *Bio MTA+ liquid*.
ATENȚIE! *Bio MTA+ powder* trebuie amestecat exclusiv cu lichidul Bio MTA+ liquid. Nu folosiți la schimb apă sau alte lichide.
Plasați preparatul în locul dorit folosind un aplicator.
Ambalajul *Bio MTA+ powder* conține o doză pentru o singură utilizare. După amestecarea cu lichidul *Bio MTA+ liquid* trebuie să utilizați doza preparat într-o perioadă de maxim 4 minute. După această perioadă are loc întărirea masei.

CONTRAINDICAȚII
Nu utilizați produsul la pacienții cu hipersensibilitate la componentele acestuia.
Nu utilizați preparatul în caz de inflamații, deoarece pH-ul acid interferează cu capacitatea de legare a Bio MTA+.
Pentru prepararea *Bio MTA+ powder* nu folosiți la schimb apă sau alte lichide, trebuie să utilizați exclusiv lichidul *Bio MTA+ liquid*.

MĂSURI DE PRECAUȚIE
Produsul poate provoca leziuni oculare.
Este iritant pentru mucoasa cavității bucale, piele și ochi. În caz de contact, clătiți imediat cu apă din abundență și contactați un medic. În caz de ingerare nu forțați voma. Beți multă apă.
Contactați medicul. Atunci când se lucrează cu produsul trebuie utilizată folia de digă, mănuși de unică folosință și ochelari de protecție.

DEPOZITARE
A se păstra în ambalajul original, la o temperatură de până la 25 °C.
Protejați împotriva umezelii.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Perioada de valabilitate este indicată pe ambalajul primar.

MANIPULAREA AMBALAJULUI PRODUSULUI
Recipientele goale trebuie să fie eliminate sau returnate producătorului.

AMBALAJUL
Fiolă de sticlă care conține 0,14 g de pulbere *Bio MTA+ powder*, pipetă care conține 1 ml de lichid *Bio MTA+ liquid*.

Data ultimei actualizări: 10.06.2019/2

HU

BIO

MTA

Gyökércsatornák kitöltésére és rekonstrukciójára szolgáló biológiai anyag

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT

KIZÁRÓLAG FOGÁSZATI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSRA

ÖSSZETÉTEL:
Bio MTA+ powder: kalcium-oxid, kalcium hidroxiapatit, valamint oxidok: szilícium, vas, alumínium, nátrium, kálium, bizmut, magnézium, cirkónium, kalcium-foszfat.
Bio MTA+ liquid: gyógyszerészeti tisztaságú víz, kalcium katalizátor.

JAVALLATOK
A termék rendeltetése fogászati gyógykezelés során történő felhasználás, gyökércsatornák feltöltéséhez és remineralizációjához. A Bio MTA+ folyadékkal történő összekeverése után kb. 4 percen keresztül használható, az anyag teljes megkötéséhez kb. 2 óra szükséges.
Nagymennyiségű kalcium tartalma révén remineralizáló hatással bír a fogszövetekre. A kalcium-szilikát vegyületek segítik a szövetek újjáépülését a falak perforációja, valamint csatornán belüli reszorpció után. Továbbá a Bio MTA+ termék összetevői között tartalmaz még hidroxilapatitot, amely a csontok természetes alkotóeleme, ennek köszönhetően a termék kitűnően beépül annak szerkezetébe.
A Bio MTA+ használata különösen javasolt a következő esetekben:
- a gyökércsatorna falának perforációja,
- csatornán belüli reszorpció,
- hátsó gyökércsúcs kitöltése,
- pulpa közvetlen befedése,
- pulpa amputáció,
- befegyezetlen növekedésű gyökérrel rendelkező fogak kezelése.
A Bio MTA+ termékét tilos állandó önálló csatornakitöltő anyagnként használni.
A Bio MTA+ termékét összekeverése után kivételként rugalmasság és egységesség áll jellemzi, nem szoródik, tapad az eszközökhöz. Ennek köszönhetően a Bio MTA+ anyag aplikálása sokkal könnyebben, mint más, hagyományos MTA típusú anyagoké.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Vágja le a *Bio MTA+ liquid* felirattal megjelölt pipetta csúcsát. Helyezze a keverőelemre a *Bio MTA+ powder* felirattal megjelölt üvegfla egész tartalmát, valamint 1-2 *Bio MTA+ liquid* cseppet.
Keverje kb. 30 másodpercig, amíg gyurma állagú anyagot nem kap. Amennyiben az anyag nagyon sűrű, vagy törekeny, akkor még néhány *Bio MTA+ liquid* cseppet kell hozzáadni.
FIGYELEM! A *Bio MTA+ powder* anyagot kizárólag csak *Bio MTA+ liquid* folyadékkal lehet összekeverni. Nem alkalmazható helyettesítő szerként víz vagy bármilyen más folyadék.
Helyezze az anyagot a kiválasztott helyre az adagoló eszköz segítségével. A *Bio MTA+ powder* csomagolás egyezri felhasználásra szolgáló adagot tartalmaz. A *Bio MTA+ liquid* folyadékkal történő összekeverés után az előkészített adagot maximum 4 perc alatt fel kell használni. Ennyi idő eltelte után az előkészített massa megkeményedik.

ELLENJAVALLATOK
Soha ne használja olyan betegnél, aki érzékeny a termék valamely összetevőjére!
A termékét tilos használni gyulladás esetén, ugyanis a savas PH megzavarja a Bio MTA+ kötésének folyamatát.
A *Bio MTA+ powder* előkészítéséhez pótnanyagként nem használható víz, vagy bármilyen más folyadék, kizárólag a *Bio MTA+ liquid* folyadék használható.

ÖVINTÉZKEDÉSEK
A termék szemkárosodást okozhat.
Irritativ hatással bír a szájnyalkahártyára, a bőrre, valamint a szemre is.
Érintkezés esetén azonnal mossa le bőséges vízzel és forduljon orvoshoz!
Lenyelés esetén tilos hánytatni. Itasson a beteggel bőséges vizet és forduljon szakorvoshoz!
Használata során mindig használjon kofferdam gumit, védőkesztyűt és védőszemüveget.

TÁROLÁS
Eredeti kiszerezésében 25 °C alatti hőmérsékleten tárolható. Nedvességtől védve tárolandó. Gyermekektől távol tartandó!
A termék lejárati ideje a közvetlen csomagoláson olvasható.

AZ ELHASZNÁLT TERMÉK LESELEJTÉSE
Az elhasznált terméket, illetve a csomagolóanyagot juttassa vissza a gyártóhoz, vagy selejtezze le a helyi hatóságok előírásának megfelelően.

KISZERELÉS
0,14g *Bio MTA+ powder* port tartalmazó üvegfla, valamint 1 ml *Bio MTA+ liquid* folyadékot tartalmazó pipetta.

Utolsó frissítés dátuma: 10.06.2019/2

BG

BIO

MTA

Биоматериал за запълване и изграждане на коренови канали

ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ИНСТРУКЦИИТЕ

ПРОДУКТЪТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ЕДИНСТВЕНО ОТ СТОМАТОЛОГ

СЪСТАВ:
Bio MTA+ powder: калциев оксид, гидроксипатит и оксиди на: силиций, желязо, глина, натрий, калий, бисмут, магнезий, цирконий, калциев фосфат.
Bio MTA+ liquid: пречистена вода , калциев катализатор.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Продуктът е предназначен за ползване по време на стоматологично лечение като материал за запълване и изграждане на коренови канали. След смесването с течия *Bio MTA+ liquid*, времето за работа е около 4 мин, а цялостното втвърдяване на материала настъпва след 2 часа.
Действа реминерализиращо на зъбната тъкан поради голямото количество на калциеве иони. Силициевите и калциевите съединения спомагат изграждането на тъканите след перфорацията на стените, както и вътрешноканалната резорбция. Допълнително продуктът Bio MTA+ съдържа хидроксипатит, който е натурален елемент, изграждац костите, благодарение на което продуктът идеално се поема от зъбната структура.
Bio MTA+ е изключително препоръчван при следните случаи:
- перфорация на стените на кореновите канали
- вътрешно канална резорбция
- задно запълване на върха на канала
- при непосредствено покриване на пулпа
- при ампутация на пулпа
- при лекуване на зъби с недоразвит корен.
Bio MTA+ не може да се използва като самостоятелно средство за запълване на канала.
След разбъркването Bio MTA+ е изключително пластичен с хомогенна консистенция, не се рони, добре се задържа върху уреда. Благодарение на това, нанасянето на Bio MTA+ е значително по-лесно в сравнение с други продукти от този тип.

НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ
Отрежи върха на пипетата с означение *Bio MTA+ liquid*. Цялото съдържание на стъклената фиолка *Bio MTA+ powder*, както и 1-2 капки от течността *Bio MTA+ liquid* да се сложи на подложката за разбъркване. Да се разбърква около 30 секунди, докато консистенцията не наподобява мек пластилин. Ако материалът е прекалено твърд или се рони, трябва да се добави още една капка *Bio MTA+ liquid*.
ВНИМАНИЕ! *Bio MTA+ powder* трябва да се разбърква преди всичко с *Bio MTA+ liquid*. Да не се използва заместители или вода.
Препаратът да се нанася върху избраното място с помощта на специалния за целта апликатор.
Опаковката *Bio MTA+ powder* съдържа количество, нужно за еднократно ползване. След смесването с *Bio MTA+ liquid* готовата смес трябва да се използва максимно в рамките на 4 минути. След това време настъпва втвърдяване на сместа.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се ползва от пациенти, алергични към съставките на препарата. Да не се използва по време на възпалителни процеси, понеже киселинното PH пречи за съединяване на Bio MTA+.
За разбъркването на *Bio MTA+ powder* да не се ползва нито вода, нито други течности, трябва да се използва само *Bio MTA+ liquid*.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
Препаратът може да доведе до увреждане на очите.
Действа дразнещо на жлезите на устната кухина, на кожата и очите. При контакт незабавно да се изплакне обилно с вода и да се консултира с лекар. При поглъщане да не се предизвиква повръщане.
Да се изпие голямо количество вода.
Да се консултира с лекар. При работа с препарата трябва да се използват кофердам, еднократни ръкавици и предпазни очила.

ПРОДУКТЪТ ПАКУОЧЕН НА ПРАЗНАТА ОПАКОВКА
Празните опаковки да се изхвърлят съгласно приетите разпоредби.

ОПАКОВКА
Стъклената фиолка съдържа 0,14 г препарат на прах *Bio MTA+ powder*, пипета с 1 мл течност *Bio MTA+ liquid*.

Дата на последна актуализация: 10.06.2019/2

LT

BIO

MTA

Biomedžiaga šaknų kanalų užpildymui ir rekonstravimui

PRIEŠ NAUDOJIMĄ BŪTINAI SUSIPAŽINKITE SU ŠIA INSTRUKCIJA

GAMINYS SKIRTAS TIK GYDYTOJŲ STOMATOLOGŲ NAUDOJIMUI

SUDĖTIS:
Bio MTA+ powder: kalcio oksidas, hidroksiapatitas bei dioksidai: silicio, geležies, aluminio, sodos, kalio, bismuto, magnio, cirkonio, kalcio fosfato, fosfat.
Bio MTA+ liquid: farmacinės svaros vanduo, kalcio katalizatorius.

PASKIRTIS
Gaminys skirtas vartoti odontologinio gydymo metu šaknų kanalų užpildymui ir rekonstravimui. Sumaišius su *Bio MTA+ liquid* skysčiu darbo laikas apie 4 min., o pilnai medžiaga sukietėja po apie 2 val. Dėl didelio kalcio jonų kiekio remineralizuoja dantų audinį. Kalcio silikatiniai audiniai padeda atstatyti audinius po sienelių perforacijos ir vidinės kanalo rezorbcijos. Be to gaminio Bio MTA+ sudėtyje yra hidroksiapatitas, kuris yra natūralioje kaulų sudėtyje – dėka to gaminys puikiai prisiskverbia į jų struktūrą.
Bio MTA+ vartojimas rekomenduojamas ypač šiais atvejais:
- šaknų kanalų sienelių perforacija,
- vidinė kanalų rezorbcija,
- šaknies viršūnės užpildymui,
- betarpiškam pulpos padengimui,
- pulpos amputavimui,
- gydant dantis su nebaigtu šaknų augimu.
Bio MTA+ negali būti naudojamas kaip nepriklausomas pastovus kanalo užpildymas.
Sumaišius Bio MTA+ gaminys yra plastiškas, tankus, nėra birus, lengvai galima paimti jį įrankiu. Todėl Bio MTA+ vartojimas yra paprastas lyginant su kitomis MTA medžiagomis.

NAUDOJIMO BŪDAS
Nukirpti pipetės, pažymėtos *Bio MTA+ liquid*, viršų. Visą stiklinio buteliuko pažymėto *Bio MTA+ powder* turinį bei 1-2 *Bio MTA+ liquid* skysčio lašelius patalpinti ant plokštelės.
Maišyti apie 30 sek. iki minkšto plastilino konsistencijos. Jei medžiaga per tanki arba trapi reikia pridėti sekančį *Bio MTA+ liquid* skysčio lašą.
DĖMESIO! *Bio MTA+ powder* tinku maišyti tik su *Bio MTA+ liquid* skysčiu.
Vartoti su vandeniu ir kitais skysčiais.
Preparatą patalpinti norimoje vietoje tiktuvu pagalba.
Bio MTA+ powder pakuotėje yra vienkartinė dozė. Sumaišius su *Bio MTA+ liquid* skysčiu paruoštą dozę reikia suvartoti per maks. 4 min. Po to laiko medžiaga sukietėja.

KONTRAINDIKACIJOS
Negalima skirti pacientams jautriems preparato sudedamosioms dalims. Nenaudoti organizmo uždegimo metu, nes rūgštus pH konfliktuoja su Bio MTA+ rišimu.
Bio MTA+ powder paruošimui nenaudoti vandens nei kitų skysčių, galima naudoti tik *Bio MTA+ liquid* skystį.

ATSARGUMO PRIEMONĖS
Gaminys gali sukelti akių pažeidimą.
Dirgina burnos gleivinę, odą ir akis. Kontakto atveju gerai nuplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Nurijus, neverskite vėmimams. Gerti daug vandens.
Kreiptis į gydytoją. Darbo su gaminiu metu vartoti koferdamą, apsaugines pirštines ir apsauginius akinius.

SAUGOJIMAS
Laikyti originalioje pakuotėje 25 °C temperatūroje.
Saugoti nuo drėgmės.
Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Galojimo terminas nurodytas ant pakuotės.

PRODUKTŲ PAKUOČIŲ TVARKYMAS
Tuščias pakuotes reikia utilizuoti arba grąžinti gamintojui.

PAKUOTĖ
Stiklinis buteliukas, kuriame yra 0,14 g *Bio MTA+ powder* miltelių, pipetė, kurioje yra 1 ml skysčio *Bio MTA+ liquid*.

Paskutinio atnaujinimo data: 10.06.2019/2