

Přípravek k vyplachování a vysoušení kořenových kanálků

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD
VÝROBEK MOHOU POUŽÍVAT POUZE ZUBNÍ LÉKAŘI

ŠLOŽENÍ: isopropylalkohol, aceton, ethylacetát

URČENÍ

Přípravek CANAL CLEAN je určený k vyplachování kořenových kanálků při stomatologické léčbě. Urychluje vysoušení kanálků před jejich vyplněním.

Adaptér se šroubovacím uzávěrem k odběru přípravku do stříkačky.

1. Odšroubujte šroubovací uzávěr lahvičky.

2. Našroubujte adaptér na lahvičku.

3. Před použitím odstraňte modrou zátku, našroubujte konec stříkačky na otvor adaptéru, překlopte lahvičku s přípravkem dnem vzhůru a za současného přidržování adaptéru natáhněte tekutinu do stříkačky. Následně postavte lahvičku na desku stolu do svislé polohy a opatrně z adaptéru vyšroubujte stříkačku s tekutinou.

Doporučujeme používat stříkačky luer-lock s gumovým písmem.

4. Po každém použití uzavřete adaptér modrým šroubovacím uzávěrem.

5. V případě přepravy odejměte adaptér a zašroubujte lahvičku šroubovacím uzávěrem.

ZPŮSOB POUŽITÍ

CANAL CLEAN použijte jako poslední prostředek po důkladném opracování kanálku, aplikujte pomocí stříkačky s endodontickou jehlou a následně kanálek vysušte papírovými tamponky.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte u pacientů s přecitlivělostí na složky přípravku.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Může vyvolávat podráždění kůže. Dráždí sliznici ústní dutiny. V případě kontaktu s kůží okamžitě opláchněte vodou. Výrobek působí dráždivě na oči. V případě kontaktu okamžitě opláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požití nevyvolávejte zvracení. Vypijte velké množství vody. Vyhledejte lékařskou pomoc. Může vyvolávat pocit ospalosti a závratě.

Během práce s přípravkem používejte kofferdam. Používejte rukavice, ochranné brýle a ochranný oděv.

DÁVKOVAČ NESLOUŽÍ KE SKLADOVÁNÍ TEKUTINY!

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v originálním obalu při teplotě pod 25 °C. Skladujte mimo dosah dětí.

Doba použitelnosti je uvedena na obalu.

Pokud je obsah přípravku po každém použití těsně uzavřen, nedochází ke změně doby jeho použitelnosti.

NAKLÁDÁNÍ S OBALY OD VÝROBKU

Použitý obal musíte odevzdat k likvidaci nebo vrátit výrobci.

OBAL

Lahvička s obsahem 45 ml přípravku, adaptér se šroubovacím uzávěrem, dávkovač.



PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski
37-450 Stalowa Wola, Polska
ul. Kwiatkowskiego 1
Tel/fax 0048 15 842-35-85