

Endo-Prep CREAM

CE 2409

Krém na kořenové kanály

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD
VÝROBEK MOHOU POUŽÍVAT POUZE ZUBNÍ LÉKAŘI

SOLOŽENÍ: Kyselina ethylendiamintetraoctové, Disodná sůl (EDTA 15%), peroxid močoviny 10%, pomocné látky.

URČENÍ

Přípravek ENDO-PREP CREAM použijte pro chemické a mechanické zpracování kořenových kanálů. Obsažený v přípravku EDTA podporuje odstraňování vápenaté sole z kalcifikovaných kanálů a dřene, umožňující rychlé čištění a tvarování kanálů. Ve spojení s chloranem sodným má rozsvětlující účinek na zuby obarvené ve výsledku mrtvice. Ve výsledku reakce peroxidu močoviny a NaOCl vzniká velké množství pěny, která umožňuje odstraňování částic dřene a dentinu ze zpracovaného kanálu. Kluzné látky obsažené ve výrobku usnadňují zavedení nástroje do kanálu a minimalizují možnost zlomení nástroje v kanálu.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Před zahájením pokroku je třeba připojen dávkovač ponořit do lihu (etylalkohol) a následně ho umístíte na stříkačce. Po otevření zubní dutiny vypláchněte ji chloranem sodným. Vypláchněte zubní dutinu pomocí připojeného dávkovače nebo umístíte přípravek přímo na kanálový nástroj. Zpracujte mechanicky kanál vypláchnutím roztokem chloranu sodného. Důkladně vypláchněte přípravek z kanálů a zubní dutiny pomocí roztoku chloranu sodného dokud neskončí tvořit pěnu. Výrobek je určen k mnohonásobné použití, zase dávkovač slouží na jedno použití. Mnohonásobné používání dávkovače může vytvářet riziko sekundární infekce.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u pacientů s přecitlivělostí na složky přípravku. Nezanedbávejte přípravek v kanálu ani zubní dutině mezi návštěvami. Toto může způsobit nadměrné změkčování zubiny.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

Mělo by se zachovat zvláštní pozornost během zpracování kanálů v okolí anatomického otvoru, protože by mohlo dojít k perforaci kořene přes kanálové nástroje. Může dráždit oči a kůži. Důkladně vypláchněte velkým množstvím vody. Pokud podráždění přetrvává poraďte se s lékařem. Při požití nenuťte zvracení. Vypít velké množství vody. Poradte se s lékařem. Během práce s výrobkem používejte kofferdam. Používejte rukavice, ochranné brýle a ochranný oděv.

SKLADOVÁNÍ

Skládejte v původním obalu za teploty 2-15° C. Skladujte mimo dosah dětí. Doba použitelnosti je na přímém obalu. Po otevření balení doba použitelnosti se nemění za podmínky těsného uzavírání po každém použití.

LIKVIDACE OBALŮ Z VÝROBKU

Opotřebované balení odevzdejte na likvidaci nebo vraťte k výrobci.

BALENÍ

Stříkačka obsahuje 2ml, 5ml nebo 10 ml přípravku, jednorázové dávkovače.



PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski
37-450 Stalowa Wola, Polska
ul. Kwiatkowskiego 1
Tel/fax 0048 15 842-35-85

Datum poslední aktualizace: 30.08.2017/1