

# Orange Guttane

CE 1011

Olej k rozpuštění gutaperči

**PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD**  
VÝROBEK MOHOU POUŽÍVAT POUZE ZUBNÍ LÉKAŘI

**SLOŽENÍ:** pomerančový olej 100%

## URČENÍ

Výrobek ORANGE GUTTANE je určený k odstranění gutaperči z kořenového kanálku při opakovaném endodontickém ošetření.

## ZPŮSOB POUŽITÍ

Příloženou pipetu musíte před zahájením zákroku ponořit do lihu (etanolu).

1. Příloženou pipetou kápněte 1–2 kapky tekutiny do kanálku.
  2. Gutaperču odstraňte pomocí vybraného kanálkového nástroje.
  3. V případě potřeby použijte další dávku přípravku.
  4. Pokud bude gutaperča suchá nebo křehká, použijte ORANGE GUTTANE znovu.
  5. Opakujte postup, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku.
- Přípravek je určený k opakovanému použití, pipeta však slouží pouze k jednorázovému použití. Při opakovaném použití pipety hrozí riziko sekundární kontaminace.

## KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte u pacientů s přecitlivělostí na složky přípravku.

## BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Dráždí kůži. Při styku s kůží umyjte vodou s mýdlem a dobře opláchněte.

Dráždí sliznici ústní dutiny. V případě kontaktu vypláchněte vodou.

Při styku s okem vyplachujte s otevřeným víčkem po dobu několika minut pod tekoucí vodou a vyhledejte pomoc lékaře. V případě požití vydatně zapijte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Při práci s přípravkem používejte kofferdam, rukavice, ochranné brýle a ochranný oděv.

## SKLADOVÁNÍ

Skladujte v originálním obalu při teplotě do 25 °C.

Chraňte proti slunečnímu záření.

Skladujte mimo dosah dětí.

Doba použitelnosti je uvedena na obalu.

Pokud je obsah přípravku po každém použití těsně uzavřen, nedochází ke změně doby jeho použitelnosti.

## NAKLÁDÁNÍ S OBALY OD VÝROBKU

Použitý obal musíte odevzdat k likvidaci nebo vrátit výrobci.

## OBAL

Lahvička s obsahem 10 ml přípravku, aplikační pipety.



PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski  
37-450 Stalowa Wola, Polska  
ul. Kwiatkowskiego 1  
Tel/fax 0048 15 842-35-85

Datum poslední aktualizace: 30.08.2017/1