

PROTECT LIGHT SEAL

CE 1011

Desensitizér na zubovinu

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD
VÝROBEK MOHOU POUŽÍVAT POUZE ZUBNÍ LÉKAŘI

SLOŽENÍ: 1% fluorid draselný, HEMA, čištěná voda.

URČENÍ

- Léčba a předcházení přecitlivělosti zuboviny zejména v okolí zubního krčku.
- Podklad při cementování nebo ošetření kostní tkáně.
- Přecitlivělost po zákrocích.
- Před otiskem (u pacientů citlivých na chlad)
- Po odstranění kamene
- Pod náhradní materiály

Výrodek PROTECT LIGHT SEAL je ochranný lak na zubovinu, určený ke snížení přecitlivělosti zuboviny při stomatologické léčbě a na odhalené zubní krčky. Působí remineralizačně na zubovinu, díky obsahu fluoru pomáhá uzavírání zubovinových kanálků. Vytváří na povrchu zuboviny ochranný film.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Jednorázovým štětečkem naneste lak na povrch zubu, vyčkejte 30 sekund, vysušte opatrně proudem vzduchu. Lak nevyžaduje vytvrzení světlem. Pokud použijete několik vrstev přípravku, polymerační lampa urychlí vytvrzení laku. Štěteček slouží k jednorázovému použití. Při opakovaném použití štětečku hrozí riziko sekundární kontaminace.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte u pacientů s přecitlivělostí na složky přípravku. Nepoužívejte, pokud u pacienta probíhá zánětlivý stav v oblasti dentinu.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Používejte výhradně po vyléčení zánětlivého stavu.

Při práci s přípravkem používejte koferdam, rukavice, ochranné brýle a ochranný oděv. Přípravek může dráždit kůži a oči. Může vyvolávat alergii. V případě kontaktu s kůží okamžitě opláchněte vodou. Po požití velkého množství může působit škodlivě. V případě požití nevyvolávejte zvracení, vypijte vodu, pokud se objeví jakékoliv obtíže, vyhledejte lékařskou pomoc.

Upozornění: Hořlavina. Obsahuje aceton. Skladujte mimo dosah zdrojů ohně.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v originálním obalu při teplotě do 25 °C. Chraňte proti slunečnímu záření.

Po použití těsně uzavřete.

Skladujte mimo dosah dětí.

Doba použitelnosti je uvedena na obalu. Upozornění: Výrodek si po otevření uchovává své vlastnosti po dobu 6 měsíců.

NAKLÁDÁNÍ S OBALY OD VÝROBKU

Použitý obal musíte odevzdat k likvidaci nebo vrátit výrobci.

OBAL

Lahvička s obsahem 1 ml přípravku, jednorázový štěteček.



PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski
37-450 Stalowa Wola, Polska
ul. Kwiatkowskiego 1
Tel/fax 0048 15 842-35-85