

# FOULOIR POUR FILS DE RETRACTION

Instrument destiné à refouler les fils de rétraction gingivale

**LIRE LA PRESENTE NOTICE AVANT UTILISATION**  
LE PRODUIT NE PEUT ETRE UTILISE QUE PAR UN DENTISTE

PRODUIT NON STERILE – STERILISER DIRECTEMENT AVANT UTILISATION

## UTILISATION D'INSTRUMENTS EN ACIER INOXYDABLE

Durant le processus de production, des mesures ont été prises pour assurer une résistance à la corrosion, mais la durée de vie des instruments dépend d'une utilisation et d'un entretien appropriés.

### Nettoyage, rinçage et lavage

Les instruments sont fournis à l'état non stérile. Avant la première stérilisation, les instruments tout neufs doivent être lavés à l'eau chaude avec du détergent après être sortis de l'emballage d'origine.

Avant chaque utilisation chez les patients successifs, les instruments doivent être stérilisés.

### Stérilisation

Tous les instruments (à usage multiple) doivent être désinfectés, lavés pour enlever le produit désinfectant et séchés avant d'être soumis à la stérilisation. Il est particulièrement recommandé de recourir au nettoyage à ultrasons qui est le plus efficace et efficient.

Méthodes de stérilisation conseillées :

Metoda	Zalecana temperatura i czas
Autoclave à vapeur	121 °C, durant 20 minutes
Air sec	160 °C, de 60 à 120 minutes
Vapeur chimique	132 °C, durant 20 minutes

## PRECAUTIONS

Respecter les indications relatives au nettoyage et à la stérilisation des instruments.

## CONSERVATION

Entreposer les instruments à une température entre 5 et 30° C et à une humidité relative de l'air ne dépassant pas 70%.

Avant chaque utilisation, vérifier l'instrument s'il n'y a pas d'éventuelles impuretés ou d'endommagements de la structure du matériau (fissure, courbure, ébrèchement, érosion).

Le non-respect des consignes suscitées réduit considérablement la résistance de l'instrument et la durée de son utilisation.



LISEZ LE MODE D'EMPLOI

Date de dernière mise à jour: 07.11.2019/1



PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski  
37-450 Stalowa Wola, Polska  
ul. Kwiatkowskiego 1  
Tel/fax 00 48 15 842 35 85