

Gevlochten retractiedraad, geïmpregneerd met aluminiumchloride hexahydraat
Gebruikt bij retractie van tandvleesweefsels rond de tand voor verbetering van de resultaten van tandafdrukken en hemostase van de tandvleesrand.

SAMENSTELLING: Geconjugieerd polyester/polyamidegaren.

Geïmpregneerd met aluminiumchloride hexahydraat 0,50 mg ± 0,10 mg/inch.

GEBRUIKSAANWIJZING:

- Snij de geïmpregneerde draad op de gewenste lengte met behulp van de rand op het dekseltje.
- Plaats de draad strak op de tandhals van de tand en druk het voorzichtig in de sulcus met een retractiedraadstopper.
- Laat de draad 5 minuten in de sulcus zitten.
- Verwijder de draad vlak voordat u een afdruk gaat maken.

INHOUD:

- Dispenser met 254 cm (100 inch).

BEWAREN:

- Sluit het dekseltje na gebruik en bewaar op een droge plaats.

VOORZORGSMAATREGELEN:

- Uitsluitend voor tandheelkundig gebruik.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- Niet gebruiken bij patiënten met een allergie voor aluminiumchloride hexahydraat.
- Veroorzaakt huid- en oogirritatie.
- Niet gebruiken na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum op de verpakking.



PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski
37-450 Stalowa Wola, Polska
ul. Kwiatkowskiego 1
Tel/fax 0048 15 842 35 85