

**NEEM VOOR GEBRUIK KENNIS VAN ONDERSTAANDE GEBRUIKSAANWIJZING**  
HET PRODUCT MAG UITSLUITEND WORDEN GEBRUIKT DOOR TANDARTSEN

SAMENSTELLING: tetraethyleendiamine, propyleenglycol, oppervlakte-actieve stoffen.

BESTEMMING

RED DETECTOR is bedoeld voor het detecteren van carieuze laesies.

De rode kleurstof in het product dringt door in het weefsel dat is aangetast door carieuze laesies en kleurt het rood. Het verbetert de veiligheid door carieuze dentine te lokaliseren en gezond weefsel te sparen.

GEBRUIKSAANWIJZING

Voordat u begint met de behandeling moet u de meegeleverde applicator onderdompelen in spiritus (ethylalcohol) en vervolgens op de spuit plaatsen. Na het verwijderen van alle zichtbare carieuze laesies, brengt u een druppel van het preparaat aan in de buurt van het gaatje en wacht u 5-10 seconden. Vervolgens spoelt en droogt u het gaatje. De sterker gekleurde rode stippen geven aan waar de dentine carieus is.

Na gebruik van het preparaat moet u de zuiger van de spuit terugtrekken om verspilling van het preparaat te voorkomen. Schroef de applicator los en sluit de spuit af met het witte dopje.

Het product is bestemd voor meermalige toepassing; de applicator mag u slechts eenmaal gebruiken. Het meerdere malen gebruiken van de applicator kan risico op herinfectie met zich meebrengen.

CONTRA-INDICATIES

Het product niet gebruiken bij patiënten die overgevoelig zijn voor bestanddelen van het preparaat.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

Irriterend voor de ogen.

Gebruik een rubberdam als u het product gebruikt. Draag handschoenen, een veiligheidsbril en beschermende kleding.

BEWARING

Bewaar in de originele verpakking bij een temperatuur die lager is dan 25°C.

Buiten bereik van kinderen bewaren. De uiterste gebruiksdatum bevindt zich op de primaire verpakking.

Na het openen van de verpakking verandert de uiterste gebruiksdatum niet, op voorwaarde dat u hem na ieder gebruik hermetisch afsluit.

VERWIJDERING VAN GEBRUIKTE VERPAKKINGEN

Gebruikte verpakkingen moet u aanbieden voor recycling of terugsturen naar de producent.

VERPAKKING

Spuet met 2 ml preparaat, eenmalige applicators met kwastje.



PPH CERKAMED Wojciech Pawlowski  
37-450 Stalowa Wola, Polska  
ul. Kwiatkowskiego 1  
Phone/fax 00 48 15 842 35 85