

Preparaat voor het spoelen van wortelkanalen

NEM VOOR GEBRUIK KENNIS VAN ONDERSTAANDE GEBRUIKSAANWIJZING
HET PRODUCT MAG UITSLUITEND WORDEN GEBRUIKT DOOR TANDARTSEN

SAMENSTELLING: natriumhypochloriet (5,25% actieve chloor), gezuiverd water volgens de farmacopee, oppervlakte-actieve stoffen, gelbasis.

BESTEMMING

Tijdens mechanische verbreding van het wortelkanaal verwijdert het de restjes dode pulpa. Reinigt het wortelkanaal en verwijdert de smearlaag om de mondingen van de dentinekanaaltjes bloot te leggen voordat het wortelkanaal wordt gevuld. Voorkomt tandverkleuringen die op kunnen treden na vulling van een niet uitgespoeld kanaal. De gelconsistentie van het preparaat minimaliseert het risico dat het preparaat voorbij de apicale opening wordt geduwd en biedt zeer goede controle tijdens het aanbrengen. CHLORAXID 5,25% GEL EXTRA wordt vooral aanbevolen voor behandeling van kanalen met brede, niet gevormde of beschadigde apicalen.

GEBRUIKSAANWIJZING

Voor dat u begint met de behandeling moet u de meegeleverde applicator onderdompelen in spiritus (ethylalcohol) en vervolgens op de spuit plaatsen. Voor behandeling van het wortelkanaal moet u het preparaat CHLORAXID 5,25% GEL EXTRA direct in het wortelkanaal aanbrengen met behulp van de meegeleverde applicator of een eigen kanaalinstrument bedekken met het preparaat. Behandel het kanaal en spoel met een fysiologische zoutoplossing met behulp van een naald met zijopening. Spoel afwisselend met EDTA. Herhaal deze handeling enkele malen. Het product is bestemd voor meermalige toepassing; de applicator mag u slechts eenmaal gebruiken. Het meerdere malen gebruiken van de applicator kan risico op herinfectie met zich meebrengen.

CONTRA-INDICATIES

Niet gebruiken bij patiënten die overgevoelig zijn voor bestanddelen van het preparaat.

ATTENTIE: Gebruik bij het spoelen van wortelkanalen een fysiologische zoutoplossing tussen het spoelen met natriumhypochloriet en chloorhexidinedigluconaat om bruine neerslag te voorkomen. Grondig uitspoelen.

VEILIGHEIDSMATREGELLEN

Wees extra voorzichtig bij toepassing in de buurt van perforaties. Kan irriterend zijn voor het mondslijmvlies, de ogen en de huid.

Bij contact met de ogen moet u ze onmiddellijk met een grote hoeveelheid water uitspoelen en contact opnemen met een arts. Niet laten braken bij inslikken. Drink een grote hoeveelheid water. Een arts raadplegen. Gebruik een rubberdam als u het product gebruikt. Draag handschoenen, een veiligheidsbril en beschermende kleding.

BEWARING

Bewaar in de originele verpakkingen, bij temperaturen van 2 – 8°C (in de koelkast). Bescherm het preparaat tegen de inwerking van zonnestraling. Buiten bereik van kinderen bewaren. De uiterste houdbaarheidsdatum bevindt zich op de primaire verpakking. Na het openen van de verpakking verandert de uiterste gebruiksdatum niet, op voorwaarde dat u hem na ieder gebruik hermetisch afsluit.

TRANSPORT

De producent staat transport van het product toe gedurende een periode van maximaal 10 dagen bij een temperatuur van maximaal 40°C. Kortdurend transport binnen het gespecificeerde temperatuurbereik heeft geen invloed op de veiligheid en effectiviteit van het product gedurende de gehele houdbaarheidsperiode.

VERWIJDERING VAN GEBRUIKTE VERPAKKINGEN

Gebruikte verpakkingen moet u aanbieden voor recycling of terugsturen naar de producent.

BESCHIKBARE VERPAKKING

Spuut met 2 ml preparaat, set eenmalige applicators.



PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski
37-450 Stalowa Wola, Polska
ul. Kwiatkowskiego 1
Phone/fax 00 48 15 842 35 85