

Vloeistof voor het spoelen van wortelkanalen

**NEEM VOOR GEBRUIK KENNIS VAN ONDERSTAANDE GEBRUIKSAANWIJZING**  
HET PRODUCT MAG UITSLUITEND WORDEN GEBRUIKT DOOR TANDARTSEN

SAMENSTELLING: citroenzuur 40% in een wateroplossing.

BESTEMMING

Het preparaat wordt gebruikt tijdens endodontische behandelingen voor het spoelen van wortelkanalen. Ondersteunt mechanische reiniging van het tandkanaal.

Verwijdert de smeerlaag van de wanden van het wortelkanaal en legt de dentinekanaaltjes bloot. Hierdoor kunnen restjes pulpa nauwkeurig worden verwijderd uit de kanaaltjes en kan het vulmiddel goed penetreren.

CITROENZUUR 40% is een stof die niet toxisch is voor het menselijk lichaam. Ook brengt het geen milieurisico's met zich mee.

Adapter met dop om het preparaat in de spuit te brengen

1. Schroef de dop van het flesje los.
2. Schroef de adapter op het flesje.
3. Verwijder voor gebruik de blauwe dop, schroef het uiteinde van de spuit in de adapteropening, kantel het flesje met het preparaat ondersteboven en zuig de vloeistof in de spuit terwijl u de adapter vasthoudt. Zet het flesje vervolgens rechtop op het werkblad en draai de spuit met de vloeistof voorzichtig los van de adapter. We adviseren het gebruik van luer-lockspuiten met rubberen zuigers.
4. Beveilig na ieder gebruik de adapter met de blauwe dop.
5. Voor transport verwijdert u de adapter en draait u het flesje dicht met de schroefdop.

GEBRUIKSAANWIJZING

Spuit het product met een naald met een zijopening in het wortelkanaal, terwijl u tegelijkertijd het kanaal mechanisch bewerkt. Spoel na gebruik van het preparaat het wortelkanaal met een fysiologische zoutoplossing.

CONTRA-INDICATIES

Niet gebruiken bij personen die overgevoelig zijn voor bestanddelen van het preparaat. Laat het preparaat tussen bezoeken niet achter in het kanaal of de tandholte. Dit kan leiden tot overmatige verzachting van de dentine.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

Wees extra voorzichtig bij toepassing in de buurt van perforaties.

Het preparaat veroorzaakt oogirritatie. Bij contact met de ogen de ogen ca. 15 minuten spoelen met veel water met het ooglid wijd opgehouden.

Gebruik een rubberdam als u het product gebruikt. Draag handschoenen, een veiligheidsbril en beschermende kleding.

Wees bijzonder voorzichtig bij toepassing bij kinderen, vanwege het gevaar voor overmatige verzachting van het harde tandweefsel.

Het product is volledig biologisch afbreekbaar.

**DE DISPENSER IS NIET BEDOELD VOOR DE OPSLAG VAN VLOEISTOFFEN!**

BEWARING

Bewaren in gesloten originele verpakking bij kamertemperatuur tot +25°C. Buiten bereik van kinderen bewaren.

SCHUDDEN VOOR GEBRUIK!

De uiterste gebruiksdatum bevindt zich op de primaire verpakking.

Na het openen van de verpakking verandert de uiterste gebruiksdatum niet, op voorwaarde dat u hem na ieder gebruik hermetisch afsluit.

VERWIJDERING VAN GEBRUIKTE VERPAKKINGEN

Gebruikte verpakkingen moet u aanbieden voor recycling of terugsturen naar de producent.

VERPAKKING

Flesje met 200 of 400 g preparaat, adapter met schroefdopje, dispenser.



PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski  
37-450 Stalowa Wola, Polska  
ul. Kwiatkowskiego 1  
Phone/fax 00 48 15 842 35 85