

PL

PRZYŁBICA OCHRONNA

INSTRUKCJA UŻYCIA WYROBU

PRZEZNACZENIE

Przyłbica ochronna zmniejsza ryzyko związane z zakażeniami przenoszonymi drogą kropelkową, chroni przed działaniem mało szkodliwych czynników mechanicznych.

SPOSÓB MOCOWANIA

Delikatnie wyjąć folię, unikając zabrudzenia i zarysowania. Umieścić szersze końce arkusza folii w uchwytach po bokach oprawki okularowej. W przypadku Przyłbicy Doczepianej umieścić arkusz folii na okularach korekcyjnych za pomocą zamocowanych klipsów.

Mocować folię, gdy oprawka/okulary są rozłożone.

Wysokość oraz odchylenie folii można regulować indywidualnie.

Nie należy składać oprawki/okularów z zamocowaną folią, przed złożeniem folię należy wypiąć.

UWAGA: oprawki wykonane są z materiału termoplastycznego, można je więc dogiać i modelować według indywidualnych potrzeb po zanurzeniu w gorącej wodzie.

KONSERWACJA

Po zabrudzeniu wypiąć folię z oprawki/okularów, myć w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu, spłukać i pozostawić do wyschnięcia. Nie wycierać. Pozwala to na zachowanie dobrej przejrzystości Przyłbicy Ochronnej umożliwiającej bezpieczną pracę. Folię można użyć ponownie. Zaleca się dezynfekcję oprawki.

W przypadku pojawienia się na folii zarysowań lub zmatowienia, będącego wynikiem zużycia – folię należy wyrzucić i użyć kolejnego arkusza.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje użycia wyrobu niezgodnie z instrukcją i przeznaczeniem.

OPAKOWANIE ZAWIERA (możliwe warianty)

1. PRZYŁBICA COMFORT - oprawka okularowa z metalowymi klipsami
+ zestaw wymiennych folii
2. PRZYŁBICA COMFORT LIGHT - oprawka okularowa z plastikowymi zaczepami
+ zestaw wymiennych folii
3. PRZYŁBICA DOCZEPIANA do okularów korekcyjnych - zestaw folii z zamocowanymi klipsami do zamocowania na okularach korekcyjnych.

Data ostatniej aktualizacji/Datum posledni aktualizace:
20.04.2020/1



PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski
37-450 Stalowa Wola, Poland
ul. Kwiatkowskiego 1
Tel/fax +48 15 842 35 85

CS

OCHRANNÝ ŠTÍT

NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBKU

URČENÍ

Ochranný štít snižuje riziko spojené s kapénkovými infekcemi, chrání před málo škodlivými mechanickými faktory.

PŘÍPEVNĚNÍ

Jemně vyjměte fólii tak, abyste zabránili znečištění a poškrábání. Širší konce listu fólie vložte do úchytů po stranách rámu brýlí. V případě připevnitelného štítu umístěte list fólie na dioptrické brýle pomocí přípevněných spon.

Fólii upevňujte, když jsou rám/brýle rozloženy.

Výšku a odchylení fólie lze individuálně nastavit.

Neskládejte rám/brýle s přípevněnou fólií, před složením fólii odstraňte.

POZOR: rámy jsou vyrobeny z termoplastického materiálu, takže je lze po ponoření do horké vody ohnout a modelovat podle individuálních potřeb.

ÚDRŽBA

Po znečištění vyjměte fólii z rámu/brýlí, omyjte ji v teplé vodě s přidavkem saponátu, opláchněte a nechte uschnout. Neotírejte. Umožňuje to zachovat dobrou průhlednost ochranného štítu pro bezpečnou práci. Fólie může být použita opakovaně. Doporučuje se dezinfikovat rám.

Pokud se v důsledku opotřebení objeví na fólii škrábance nebo zmatnění, fólii vyhodte a použijte další list.

Výrobce neodpovídá za důsledky používání výrobku v rozporu s návodem a zamýšleným použitím.

BALENÍ OBSAHUJE (možné varianty)

1. ŠTÍT COMFORT - rám brýlí s kovovými sponami
+ sada výměnných folií
2. ŠTÍT COMFORT LIGHT - rám brýlí s plastovými sponami
+ sada výměnných folií
3. PŘÍPEVNĚNÝ ŠTÍT pro dioptrické brýle - sada folií s přípevněnými sponami pro upevnění na dioptrických brýlích.