

PL

PRZYŁBICA OCHRONNA



INSTRUKCJA UŻYCIA WYROBU

PRZEZNACZENIE

Przyłbica ochronna zmniejsza ryzyko związane z zakażeniami przenoszonymi drogą kropelkową, chroni przed działaniem mało szkodliwych czynników mechanicznych.

SPOSÓB MOCOWANIA

Delikatnie wyjąć folię, unikając zabrudzenia i zarysowania. Umieścić szersze końce arkusza folii w uchwytach po bokach oprawki okularowej. W przypadku Przyłbicy Doczepianej umieścić arkusz folii na okularach korekcyjnych za pomocą zamocowanych klipsów.

Mocować folię, gdy oprawka/okulary są rozłożone.

Wysokość oraz odchylenie folii można regulować indywidualnie.

Nie należy składać oprawki/okularów z zamocowaną folią, przed złożeniem folię należy wypiąć.

UWAGA: oprawki wykonane są z materiału termoplastycznego, można je więc dogiąć i modelować według indywidualnych potrzeb po zanurzeniu w gorącej wodzie.

KONSERWACJA

Po zabrudzeniu wypiąć folię z oprawki/okularów, myć w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu, spłukać i pozostawić do wyschnięcia. Nie wycierać. Pozwala to na zachowanie dobrej przejrzystości Przyłbicy Ochronnej umożliwiającej bezpieczną pracę. Folię można użyć ponownie. Zaleca się dezynfekcję oprawki.

W przypadku pojawienia się na folii zarysowań lub zmatowienia, będącego wynikiem zużycia – folię należy wyrzucić i użyć kolejnego arkusza.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje użycia wyrobu niezgodnie z instrukcją i przeznaczeniem.

OPAKOWANIE ZAWIERA (możliwe warianty)

1. PRZYŁBICA COMFORT - oprawka okularowa z metalowymi klipsami
+ zestaw wymiennych folii
2. PRZYŁBICA COMFORT LIGHT - oprawka okularowa z plastikowymi zaczepami
+ zestaw wymiennych folii
3. PRZYŁBICA DOCZEPIANA do okularów korekcyjnych - zestaw folii z zamocowanymi klipsami do zamocowania na okularach korekcyjnych.

Data ostatniej aktualizacji/Date de dernière mise à jour:
20.04.2020/1



PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski
37-450 Stalowa Wola, Poland
ul. Kwiatkowskiego 1
Tel/fax +48 15 842 35 85

FR

VISIÈRE DE PROTECTION



MODE D'EMPLOI DU PRODUIT

UTILISATION PREVUE

La visière de protection diminue le risque de contamination par voie aérienne, protège contre les facteurs mécaniques faiblement nocifs.

MODE DE FIXATION

Sortir le film avec précaution, en évitant de le salir et rayer. Placer les extrémités larges de la feuille de film plastique dans les attaches correspondantes des deux côtés de la monture des lunettes. En cas de visière à fixer sur les lunettes, placer la feuille de plastique sur les lunettes de vue à l'aide des clips fixés.

Fixer le film lorsque que la monture ou les branches des lunettes sont dépliées.

La hauteur et l'angle d'inclinaison sont ajustables.

Ne pas plier la monture/les lunettes lorsque la visière y est fixée - le film plastique doit être retiré avant de plier la monture/les lunettes.

ATTENTION : la monture est fabriquée à partir de matériau thermoplastique - on peut donc la plier ou modeler selon les besoins individuels après l'avoir fait tremper dans de l'eau très chaude.

ENTRETIEN

Lorsque la visière est sale, retirer le film de la monture/des lunettes, le laver à l'eau chaude avec du détergent, rincer et laisser sécher. Ne pas essuyer. Cela permet de garder la meilleure transparence de la visière de protection, permettant de travailler en toute sécurité. Le film plastique est réutilisable. Il est conseillé de désinfecter la monture.

En cas de rayures sur le film plastique ou s'il devient terne suite à l'usage, jeter le film et utiliser une nouvelle feuille.

Le fabricant ne peut pas être tenu responsable pour toute conséquence d'utilisation du produit non conforme au mode d'emploi et à la destination du produit.

LE KIT COMPREND (variantes possibles)

1. VISIÈRE COMFORT – monture de type lunettes avec clips métalliques
+ set de films de remplacement
2. VISIÈRE COMFORT LIGHT – monture de type lunettes avec attaches en plastique
+ set de films de remplacement
3. VISIÈRE À FIXER SUR LES LUNETTES – set de films plastiques équipés de clips de fixation sur les lunettes de vue.