



nevirijä 40°C. Trumpalaksit soraeltavimassa laikittuu nurodyto temperatuurii rezimjo nejtakoja produkto saugomir i velskingumovo per visj galigoinno termino laikortaj.

PROKUTOE
PAKUOCIŲ TVARKYMAS

Panaudotas pakuoetes utilizototi arba gražinti gamintojui.

PAKUOTĖ

Svirkštus su 2 ml preparatu, vienkartiniū aplikatoriū rinkinyje.

Paskutinio atnaujinimo data: 01.04.2021/3

<b>PT</b>
-----------

**ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO, LEIA AS SEGUINTES INSTRUÇÕES**
**PRODUTO PARA ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POR MÉDICOS DENTISTAS**

**COMPOSIÇÃO:** hipoclorito de sódio (teor de cloro ativo 5,25%), água de pureza farmacopoeica, base de gel.

**FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO**

Líquido para enxaguar canais radiculares. Remove os restos de polpa morta durante o preparo mecânico do canal. Limpa o canal, incluindo a remoção da camada viscosa para expor os dentes do tubo dentinário antes de preencher o canal.

Previne a descoloração dos ossificados, que pode ocorrer após o preenchimento de um canal não enxaguado. A consistência em gel permite minimizar o risco de empurrar o produto para fora do forame apical e proporciona um ótimo controle durante a aplicação.

**CLORAXID 5,25% GEL** é especialmente recomendado para a preparação de canais com apêces largos, não formados ou danificados.

**MODO DE USO**

Antes de iniciar o procedimento, é necessário imergir o aplicador fornecido em álcool (álcool etílico) e inseri-lo no selo. Para preparar o canal radicular, colocar CLORAXID 5,25% GEL diretamente no canal radicular usando o aplicador fornecido ou cobrir diretamente o instrumento odontológico selecionado. Preparar o canal, enxaguar-lo com soro fisiológico utilizando uma agulha dotada de um orifício lateral. Enxaguar alternadamente com EDTA. Repetir a ação várias vezes.

O produto pode ser utilizado, porém o aplicador deve ser usado uma única vez. A utilização repetida do aplicador pode apresentar um risco de reinfecção.

**CONTRAINDICAÇÕES**

Não administrar em pacientes com hipersensibilidade aos ingredientes do produto.

**ATENÇÃO!** Ao enxaguar os canais radiculares, usar uma solução salina fisiológica entre os enxaguamentos com hipoclorito de sódio e diluções de clorexidina, o que evita a formação de sedimentos acastanhados. Enxaguar com abundância.

**PRECAUÇÕES**

Tomar especial cuidado ao utilizar o produto durante perfurações. Pode causar irritações na pele e lesões oculares graves. Evitar contato, enxaguar imediatamente com água em abundância e consultar um médico. Se ingerido, não forçar o vômito. Beber muita água. Consultar um médico. Utilizar um dique de borracha durante o trabalho com o produto. Utilizar luvas bem como de proteção. Em caso de incidente grave relacionado com o produto, o facto deve ser relatado ao fabricante e a autoridade competente do país onde o utilizador ou paciente estiver domiciliado.

**ARMAZENAMENTO**

Conservar na embalagem original a uma temperatura entre 2 e 8 ºC (no frigorífico). Proteger da luz solar.

Mantêr fora do alcance das crianças. O prazo de validade encontra-se na embalagem primária. Após a abertura da embalagem, o prazo de validade não será alterado desde que o produto seja selado após cada utilização.

**TRANSPORTE**

O fabricante permite que o produto seja transportado por no más de 10 dias a uma temperatura não superior a 40°C. O transporte a curto prazo dentro da gama de temperaturas especificada não afeta a segurança e a eficácia do produto ao longo da sua vida útil.

**PROCEDIMENTO APÓS A UTILIZAÇÃO DAS EMBALAGENS.**

As embalagens utilizadas devem ser destruídas ou devolvidas ao fabricante.

**EMBALAGEM**

Seringa contendo 2 ml de produto, conjunto de aplicadores descartáveis.

Data da última atualização: 01.04.2021/3

<b>DA</b>
-----------

**LÆS FØLGENDE INSTRUKTIONER FOR BRUG**
**PRODUKTET MÅ KUN ANVENDES AF TANDLÆGER**

**INGREDIENSER:** natriumhypoklorit (aktivt klor: 5,25%), ultrarent vand, gelbase.

**PRODUKTETS BETÆGNELSE**

Produkt til skyning af rodkanaler. Ved mekanisk forberedelse af kanaler fjerner præparatet rester af den døde pulp. Det renser tandkanalen, inklusive fjernelse af udstrykningslaget for at eksponere mundingen af dentinbuddet inden kanalen udfyldning.

Præparatet forhindrer misfarvning af tænder, som ellers kunne opstå efter udfyldning af den ikke-skyllede kanal. Præparatets baktericidiske minimerer risikoen for at presse det ud over den apikale åbning og sikrer meget god kontrol under påføring.

CHLORAXID 5,25% GEL anbefales især ved forberedelse af rodkanaler med brede, ikke-formede eller beskadigede spidser.

**ANVENDELSEMÅDE**

Og derefter sættes på sprøjten. For at forberede rodkanalen placer CHLORAXID 5,25% GEL-præparatet direkte ind i rodkanalen ved hjælp af den vedlagte applicator eller påfør præparatet på det valgte redskab til rodbehandling.

Forbered rodkanalen, skyl med fysiologisk saltopløsning ved hjælp af en nål med et sidehul. Skyl skiftevis med EDTA. Gentag handlingen flere gange.

Præparatet er beregnet til færgangsbrug, mens applikationen kun er engangsbrug. Applikatorens genbrug kan udgøre risiko for genkontaminering.

**CONTRAINDIKATIONER**

Må ikke anvendes hos patienter med overfølsomhed over for ingredienserne i præparatet.

**ADVARSEL!** Ved skyning af rodkanalerne, mellem skyllning med natriumhypoklorit og chlorhexidinde diglukonatom, anvend fysiologisk saltopløsning, hvilket forhindrer bundfældning af brunt sediment. Skyl rigeligt.

**FORHØRSREGLER**

Vær særlig forsigtig, når du bruger præparatet i tilfælde af perforeringer. Må ikke anvendes hos patienter med overfølsomhed over for ingredienserne i præparatet.

I tilfælde af kontakt skyl straks med rigeligt vand og kontakt læge. I tilfælde af indtagelse fremkald ikke opkastning. Drik rigeligt vand. Kontakt læge. Under arbejdet med præparatet anvend en kofferdam. Anvend handsker, beskyttelsesbriller og beskyttelsesbeklædning.

I tilfælde af forekomst af alvorlige hændelser vedrørende præparatet, skal faktummet rapporteres til producenten og den kompetente statsmyndighed i landet, hvor brugeren eller patienten har sin bopæl.

**OPBEVARING**

Opbevares i originalemballagegen ved en temperatur på 2-8°C (i køleskabet). Må ikke udsættes for sollys.

Opbevares utilgængeligt for børn. Udløbsdatoen findes på den indre emballage. Efter åbning af emballagen ændres holdbarhedsperioden ikke, forudsat et præparat er lukket tæt efter hver brug.

**TRANSPORT**

Producenten tillader, at præparatet transporteres i ikke længere end 10 dage ved en temperatur der ikke overstiger 40°C. Kortvarig transport inden for de specificerede temperaturergrænser påvirker ikke præparatets sikkerhed og effektivitet gennem den hele holdbarhedsperiode.

**HÅNTERING AF EMBALLAGEAFFALD**

Brugte emballager skal bortskaffes eller returneres til producenten.

**EMBALLAGE**

En sprøjte med 2 ml af præparatet, et sæt engangsapplikatorer.

Seneste opdatering: 01.04.2021/3

<b>EL</b>
-----------

**ΠΡΩΤΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ**
**ΠΡΟΙΟΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟ**

**ΣΥΝΕΧΕΙΑ:** υποχλωριώδες νάτριο (περιεκτικότητα ενεργού χλωρίου 5,25%), νερό φαρμακευτικού βαθμού καθαρότητας, βόθα ύλη.

**ΧΡΗΣΗ**

Παρασκευασία για πλύσιμο ριζικών καναλιών. Το προϊόν κατά τη μηχανική διεύρυνση του καναλιού αφαιρεί τα υπολείματα του νεκρού πολφού. Καθαρίζει το κανάλι, συμπληρώνοντας την αφαίρεση του επιχρισμάτος για να

εκτεθούν οι εκθέσεις οδοντικών καναλιών πριν γεμιστεί το κανάλι. Αποτρέπει τον αποχρωματισμό των δοντιών που θα μπορούσε να συμβεί μετά από το γέμισμα του μη ξεπλυμένου καναλιού. Μορφή γέλης του παρασκευάσματος επιτρέπει την ελαχιστοποίηση του κινδύνου ώθησης του παρασκευάσματος πέρα από το άνοιγμα της κορυφής και παρέχει πολύ καλό έλεγχο κατά την εφαρμογή.

Το CHLORAXID 5,25% GEL συνιστάται ιδιαίτερα για την επεξεργασία καναλιών με φαρδείς, άμορφες ή κατετραμμένες κορυφές.

**ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ**

Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία, βυθίστε το προαρθρωμένο σπληκτέτ με αλκοόλη (αιθυλική αλκοόλη) και μετά τοποθετήστε το στη σύριγγα. Για να επεξεργαστείτε το ριζικό κανάλι, τοποθετήστε το CHLORAXID 5,25% GEL απευθείας στο ριζικό κανάλι χρησιμοποιώντας το προαρθρωμένο σπληκτέτ ή κολήστε το επληγμένο εργαλείο για κανάλια με το παρασκευασμα. Επεξεργαστείτε το κανάλι, ξεπλύνετε με ολατούχο διάλυμα χρησιμοποιώντας βρόχονα με πλευρική σπλή. Ξεπλύνετε εναλλάξ με αιθυλοδιαιθυλοτερπρατικό οξύ. Επανάλαβε τη διαδικασία μερικές φορές. Το προϊόν προορίζεται για πολλαπλή χρήση, ενώ το σπληκτέτ προορίζεται για μία χρήση. Η επαναχρήση του σπληκτέτ μπορεί να ενέχει κίνδυνο εναπομείνουσης.

**ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ**

Μην χρησιμοποιείτε σε ασθενείς με υπερευαίσθησία στα συστατικά του παρασκευάσματος.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Όταν ξεπλύνετε τα ριζικά κανάλια, μεταξύ του ξεπλύματος με υποχλωριώδες νάτριο και διυλικώνων χλωριώδων ουσιών χρησιμοποιήστε το ολατούχο διάλυμα, το οποίο εμποδίζει τον σχηματισμό ενός καφέ υπολείματος. Ξεπλύνετε άδωθα.

**ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ**
Προσέξτε ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείτε το υγρό στις διατρήσεις. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα στο δέρμα και βλάβη στα μάτια. Σε περίπτωση επώφης ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και συμβουλευτείτε έναν γιατρό. Σε περίπτωση κατάσχεσης, μη προσκαίτε έμση. Πίστετε άφθονο νερό. Συμβουλευτείτε έναν γιατρό. Η χρήση του οδοντικού διαβηργμάτος είναι υποχρεωτική κατά τη διάρκεια της εργασίας με το υγρό. Χρησιμοποιήστε γάντια, προστατευτικά γυαλιά και προστατευτικό ρούχα. Σε περίπτωση σοβαρού συμβάντος, που σχετίζεται με το προϊόν πρέπει να ενημερωθεί ο κατασκευαστής και η αρμόδια αρχή της χώρας στην οποία κατοικεί ο χρήστης ή ο ασθενής.

**ΑΠΟΧΡΕΨΗ**

Διατίθεται στις αρχικές συσκευασίες σε θερμοκρασία 2 - 8°C (σε ψυγείο). Να φιλσοστεί μακριά από το πλάκω φως.

Διατίθεται μακριά από τα παιδιά. Η ημερομηνία λήξης βρίσκεται στην άμηση συσκευασία. Μετά από το άνοιγμα της συσκευασίας η ημερομηνία λήξης δεν αλλάζει υπό την προϋπόθεση ότι είναι σφραγτ κλειστά μετά από κάθε χρήση.

**ΜΕΤΑΦΟΡΑ**

Ο κατασκευαστής επιτρέπει τη μεταφορά του προϊόντος για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 10 ημέρες σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 40°C. Η βροχύνωση μεταφορά εντός του συνιστούμενου εύρους θερμοκρασίας δεν επιρραζει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του προϊόντος καθ'όλη τη διάρκεια ζωής του.

**ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ**

Οι χρησιμοποιούμενες συσκευασίες πρέπει να απορριπτούν ή να επιστρέφονται στον κατασκευαστή.

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**

Μια σύριγγα που περιέχει 2 ml του παρασκευάσματος, τα σπληκτέτ μιας χρήσης.

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης 01.04.2021/3

<b>ET</b>
-----------

**ENNE KASUTAMIST LUGEGE JÄRGMISEID JUHISEID**
**TOOTE KASUTAMISEKS AINULT HAMBARSTI POOLT**

**KOOSTISOSAD:** naatriumhüperklorit (aktiivse kloori sisaldus 5,25%), farmakopöa puhtsageesi vesi, geelalus.

**EESMÄRK**

Juurekanalite loputuspreparaat. Kanal mehaanilise ettevalmistamise käigus eemaldab toode surnud paberimassi jäänuised. Puhastab kanali sealhulgas sünoviaalskõhvi eemaldamine selleks, et enne kanali täitmist paljastada dentinaalorullide avad.

Hoiaib ära hammaste värvimuutuse, mis võivad tekkida pärast pesemata kanali täitmist. Preparaadi geeliline konsistents võimaldab minimeerida preparaadi püüvat kaugemale surumise riski ja tagab pealekanalisse ajal väga hea kontrolli.

CHLORAXID 5,25% GEL on eriti soovitatav laia, vormimata või kahjustatud tšruga kanalite ettevalmistamiseks.

**KASUTUSVIIS**

Enne protseduuri alustamist kastke lisatud aplikaator piiritsuse (etüülalkohol) ja seejärel asetage seda süstlate. Juurekanali ettevalmistamiseks asetage CHLORAXID 5,25% GEL-preparaat lisatud aplikaator abil ette juurekanalisse või kanale valitud juurekanali preparaadiga. Ettevalmistage kanalit, loputage soolalahusega küljelaeva nõela abil. Loputage vaheldumisi EDTA-ga. Korrake tegevuse mitu korda. Toode on mõeldud mitmekordseks kasutamiseks, kuid aplikaator on mõeldud ühekordseks kasutamiseks. Aplikaatori mitmekordne kasutamine võib põhjustada uuesti infektsiooni ohtu.

**KASUTUSVIIS**
Enne protseduuri alustamist kastke lisatud aplikaator piiritsuse (etüülalkohol) ja seejärel asetage seda süstlate. Juurekanali ettevalmistamiseks asetage CHLORAXID 5,25% GEL-preparaat lisatud aplikaator abil ette juurekanalisse või kanale valitud juurekanali preparaadiga.

Ettevalmistage kanalit, loputage soolalahusega küljelaeva nõela abil. Loputage vaheldumisi EDTA-ga. Korrake tegevuse mitu korda. Toode on mõeldud mitmekordseks kasutamiseks, kuid aplikaator on mõeldud ühekordseks kasutamiseks. Aplikaatori mitmekordne kasutamine võib põhjustada uuesti infektsiooni ohtu.

**KASUTUSVIIS**

Enne protseduuri alustamist kastke lisatud aplikaator piiritsuse (etüülalkohol) ja seejärel asetage seda süstlate. Juurekanali ettevalmistamiseks asetage CHLORAXID 5,25% GEL-preparaat lisatud aplikaator abil ette juurekanalisse või kanale valitud juurekanali preparaadiga.

Ettevalmistage kanalit, loputage soolalahusega küljelaeva nõela abil. Loputage vaheldumisi EDTA-ga. Korrake tegevuse mitu korda. Toode on mõeldud mitmekordseks kasutamiseks, kuid aplikaator on mõeldud ühekordseks kasutamiseks. Aplikaatori mitmekordne kasutamine võib põhjustada uuesti infektsiooni ohtu.

**HOIDAMINE**

Hoia originaalpakendis temperatuuril 2–8°C (külmkapis). Otsese päikesevalguse eest.

Hoida lastele kättesaamata kohas. Kõlblikkusaeg on katse pealeandud. Pärast pakendi avamist kõlblikkusaeg ei muutu, kui see on pärast iga kasutamist tihedalt suletud.

**TRANSPORT**

Toote luba toodet transportida kuni 10 päeva temperatuuril kuni 40°C. Lühiajaline transport etteantud temperatuurivahemikus ei mõjuta toote ohutust ja efektiivsust kogu selle kasutusajala jooksul.

**TOOTE PAKENDITE KÄITLEMINE**

Kasutatud pakendid tuleb anda üle taaskasutusse või tagastada tootjale.

**PAKEND**

Süstid, mis sisaldab 2 ml preparaati, ühekordsete aplikaatoride komplekt.

Viimase värskenduse kuupäev: 01.04.2021/3

<b>FI</b>
-----------

**ENNEN KÄYTTÖÄ ON TUTUSTUTTAVA NÄIHIN KÄYTTÖOHJEISIIN:**
**TUOTE VAIN HAMMUSLÄÄKÄRIIN KÄYTTÖÖN**

**AINESOSAT:** natriumhypokloriitti (aktiivinen klooripitoisuus 5,25%), farmaseuttisesti puhdas vesi.

**KÄYTTÖTARKOITUS**

Valmistie juurikanavien huuhutteluun. Tuote poistaa kanavan mekaanisen käsittelyamisen aikana kuoletet massajätteet. Puhdistaa kanavan, mukaan lukien tahrokerroksen poistamiseen, jotta dentinaalisettubulusaukot paljastuvat ennen kanavan täyttämistä. Se estää hammaiden värimuutoksia, joita voi esiintyä huuhdellemattoman kanavan täyttämisen jälkeen. Valmisteen geeliasetus antaa mahdollisuuden minimoida riski työntää välimiste kärgen aukon ulkopuolelle ja tarjota erittäin hyvän hallinnan levitysken aikana. CHLORAXID 5,25% GEL -tuotetta suositellaan erityisesti sellaisen kanavien käsittelyseen, joissa on leveät, muotoilemattomat tai vaurioituneet kärgät.

**KÄYTTÖTAPA**

Ennen toimenpiteen aloittamista upota mukana oleva asetin pirtuun (etyylialkoholiin) ja sitten aseta se injektioirruksuu. Juurikanavan valmistamiseksi laita CHLORAXID 5,25% GEL -valmistie suoraaan juurikanavaan käyttäen siihen kiinnitettyä applikaattoria tai peititä valittu juurikanava valmistieella.

Valmistele kanava, huuhtele suolaliuosella neullalla, jonka sivuaukko on aukko. Huuhtele vuorottelemalla EDTA:lla. Toista toimenpide useita kertoja. Tuote on tarkoitettu monikeräiseen käyttöön, mutta applikaattori on vain kertakäyttöinen. Applikaattoriin uudelleenkäyttöön liittyy tarttaritiski.

**VASTA-AIHEET**

Ei saa käyttää, mikäli potilas on herkinystyn tuotteen aineksilla. **HUOMIO!** Kun huuhdellaan juurikanavaa, käytä suolaliuosta huuhdelun välillä natriumhypokloriitilla ja kloorihexidimidiglukonaattilla, mikä estää ruskean kerrostuman muodostumisen. Huuhtele perusteellisesti.

**VAROITUKMET**

Ole erityisen varovainen käyttäessäsi reilytystä. Voimakkaasti ihoa syövyttävä sekä silmiä vaurioittava. Huuhdo heti runsaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin. Ei saa oksennuttaa. Juo runsaan määrän vettä. Ota yhteyttä lääkäriin. Tuotteen käytön yhteydessä, käytä kofferdama. Käytä käsineitä, suojalaseja, suojavaatteita.

Laitteeseen liittyvän otavan vaaratilanteen sattussa siitä on ilmoitettava valmistajalle ja sen maan toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa käyttäjä tai potilas asuu.

**SÄILYTYS**

Säilytä alkuperäispakkauksessa 2 – 8°C:n lämpötilassa (jääkaapissa). Suojaa auringonvalolta.

Säilytetävä lasten ulottumattomissa. Viimeinen käyttöpäivämäärä on pakkauksessa. Pakkauksen avamisen jälkeen säilyvyys ei muutu, jos se on tiiviisti suljettu jokaisen käytön jälkeen.

**KULJETUS**

Valmistaja sallii tuotteen kuljettamisen enintään 10 päivän ajan enintään 40°C:n lämpötilassa. Lyhytaikainen kuljetus määrättylä lämpötila-alueella ei vaikuta tuotteen turvallisuuteen ja tehokkuuteen sen koko käyttöajan ajan.

**PAKKAUSTEN KÄSITTELY VALMISTUKSEN JÄLKEEN**

Kulunut pakkaus on hävitettävä tai palautettava valmistajalle.

**PAKKAUS**

Ruisku, joka sisältää 2 ml valmistetta, kertakäyttöisten applikaattorien sarja.

Viimeisen päivityksen päivämäärä : 01.04.2021/3

<b>HR</b>
-----------

**PRILJE UPORABE PROČITAJE DONJE UPUTE**
**PROIZVOD ZA UPORABU ISKLJUČIVO OD STRANE LIJEČNIKA STOMATOLOGA**

**SASTAV:** natrijev hipoklorit (sadržaj aktivnog kloru 5,25%), voda farmakopjejske čistote, gel baza.

**NAMJENA**

Preparat za ispiranje korijenskih kanala. Tijekom mehaničke obrade kanala uklanja ostatke mrtve zubne pulpe. Čisti kanal te uklanja ljepljivi sloj radi otkrivanja otvora dentinskih tubula prije ispranjavanja kanala.

Sprječava promjenu boje zuba koja bi mogla nastupiti nakon punjenja neispranog kanala. Gelasti konzistencija preparata omogućuje minimaliziranje rizika od potiskivanja pripravka izvan kanala korijenja i pruža vrlo dobru kontrolu tijekom primjene.

CHLORAXID 5,25% GEL posebno se preporučuje za pripremu kanala sa širokim, neoblikovanim ili ostecenim vrhovima.

**NACIN UPORABE**

Prije početka postupka, umočite priloženi aplikator u spirit (etilni alkohol), a zatim ga stavite na špricu. Za pripremu korijenskog kanala, upište preparat CHLORAXID 5,25% GEL izravno u korijenski kanal pomoću priloženog aplikatora ili prekritje odbojnim korijenski kanal preparatom.

Pripremite kanal, isperite fiziološkom otopinom pomoću igle s bočnim otvorom. Isprati nazimjenično EDTA-om. Ponovite nekoliko puta. Proizvod je namijenjen za višekratnu upotrebu, dok je aplikator namijenjen za jednokratnu upotrebu. Višestruka uporaba aplikatora može predstavljati rizik sekundarne infekcije.

**CONTRAINDIKACIJE**

Nemojte upotrebljavati na pacijentima s preosjetljivošću na sastojke preparata. **PAZNIJA!** Prilikom ispiranja korijenskih kanala, a između ispiranja natrijevom hipokloritom i klorohexidin diglukonatom, isperite fiziološkom otopinom, čime se sprječava stvaranje smeđe nanose. Temeljito isprite.

**MJERE OPREZA**

Budite posebno oprezni prilikom uporabe kod perforacija. Može izazvati teške opekline kože i ožjdlje oka. Ako dođe u dodir odmah isprati s puno vode i zadržati savjet liječnika. Ako se dotakne lica, isperite površinu. Popiti puno vode. Zadržite savjet liječnika. Prilikom rada s proizvodom upotrebljavajte koferdama. Nosite rukavice, zaštitne naočale i zaštitnu odjeću.

U slučaju ozbiljnih nezgoda povezanah s proizvodom, potrebno ih je prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države u kojoj korisnik ili pacijent ima prebivalište.

**SKLADISTENJE**

Čuvati u originalnom pakiranju na temperaturi 2-8°C (u hladnjaku). Zaštititi od sunčeve svjetlosti.

Čuvati na mjestu izvan dohvata djece. Rok trajanja naveden je na neposrednom pakiranju. Nakon otvaranja pakiranja, rok trajanja se ne mijenja, pod uvjetom čvrstog zatvaranja proizvoda nakon svake upotrebe.

**TRANSPORT**

Proizvođač dopušta transport proizvoda u razdoblju ne duljem od 10 dana, na temperaturi koja ne prelazi 40°C. Kratkotrajni transport unutar navedenog temperaturnog raspona ne utječe na sigurnost i učinkovitost proizvoda tijekom njezgovog roka trajanja.

**ODLAGANJE AMBALAŽE I KANALA UPORABE**

Istrošenu ambalažu je potrebno zbrinuti ili vratiti proizvođaču.

**PAKIRANJE**

Sprica koja sadrži 2 ml preparata, set jednokratnih aplikatora.

Dataum posljednjeg ažuriranja: 01.04.2021/3

<b>LV</b>
-----------

**PIRMS LIETOŠANAS LŪDZ**