



flora do forame apical e proporciona um ótimo controle durante a aplicação. CLORADO 2% GEL EXTRA é especialmente recomendado para a preparação de canais com ápices largos, não formados ou danificados.

MODO DE USO

Antes de iniciar o procedimento, é necessário imergir o aplicador fornecido em álcool (álcool etílico) e inseri-lo na seringa. Para preparar o canal radicular, colocar CHLORAXID 2% GEL EXTRA diretamente no canal radicular usando o aplicador fornecido ou cobrir diretamente o instrumento odontológico selecionado.

Preparar o canal, enxaguar-lo com soro fisiológico utilizando uma agulha dotada de um orifício lateral. Enxaguar alternadamente com EDTA. Repetir a ação várias vezes. O produto pode ser reutilizado, porém o aplicador deve ser usado uma única vez. A utilização repetida do aplicador pode apresentar um risco de reinfecção.

CONTRAINDICAÇÕES

Não administrar em pacientes com hipersensibilidade aos ingredientes do produto.

**ATENÇÃO!** O enxaguar os canais radiculares, usar uma solução salina fisiológica em os enxaguamentos com hipoclorito de sódio e digliconato de clorexidina, o que evita a formação de sedimentos acastanhados. Enxaguar com abundância.

PRECAUCÕES

Tomar especial cuidado ao utilizar o produto durante perfurações. Pode causar queimaduras na pele e lesões oculares graves. Em caso de contato com a pele, enxaguar imediatamente com água em abundância e consultar um médico. Se ingerido, não forçar o vômito. Beber muita água. Consultar um médico. Utilizar um tique de borracha durante o trabalho com o produto. Utilizar luvas, bem como óculos e vestuário de proteção.

Em caso de incidente grave relacionado com o produto, o facto deve ser relatado ao fabricante e a autoridade competente do país onde o utilizador ou paciente estiver domiciliado.

ARMAZENAMENTO

Conservar na embalagem original a uma temperatura entre 2 e 8°c (no frigorífico). Proteger da luz solar. Manter fora do alcance das crianças. O prazo de validade encontra-se na embalagem primária. Após a abertura da embalagem, o prazo de validade não será alterado desde que o produto seja selado após cada utilização.

TRANSPORTE

O fabricante permite que o produto seja transportado por não mais de 10 dias a uma temperatura não superior a 40°C. O transporte a curto prazo dentro da gama de temperaturas especificada não afeta a segurança e a eficácia do produto ao longo da sua vida útil.

PROCEDIMENTO APÓS A UTILIZAÇÃO DAS EMBALAGENS.
As embalagens utilizadas devem ser destruídas ou devolvidas ao fabricante.

EMBALAGEM DISPONÍVEL

Seringa contendo 2 ml de produto, conjunto de aplicadores descartáveis.

Data da última atualização: 01.04.2021/4

DA
----

**LÆS FØLGENDE INSTRUKTIONER FØR BRUG**
**PRODUKTET MÅ KUN ANVENDES AF TANDLÆGER**

**INGREDIENSER:** natriumhyppoklorit (aktivt klor: 2%), ultrarent vand, overledafættede stoffer.

**PRODUKTBETEGNELSE**

Ved mekanisk uddvidelse af tandkanalen fjerner præparatet rester af den døde pulp. Det renser tandkanalen, inklusive fjernelse af udstyringslæget for at eksponere mundingen af dentintubuli inden kanalsens udfyldning. Præparatet forhindrer misfarvning af tænder, som ellers kunne opstå efter udfyldning af den ikke-skyllede kanal. Dets gelkonsistens minimerer risikoen for at presse præparatet ud over den forberedte åbning og sikrer meget god kontrol under påføring. CHLORAXID 2% GEL EXTRA anbefales især ved forberedelse af rodkanaler med bred, ikke-formede eller beskadigede spidser.

**ANVENDELSESMÅDE**

Inden proceduren skal den vedlagte applikator dypes ned i sprit (etanol), og derefter sættes på sprøjten. For at forberede rodkanalen placer CHLORAXID 2% GEL EXTRA-præparatet direkte ind i rodkanalen ved hjælp af den vedlagte applikator eller påfør præparatet på det vedlagte redskab til rodbehandling. Forbered rodkanalen, skyl med fysiologisk saltopløsning ved hjælp af en nål med et sidehul. Skyl skiftevis med EDTA. Gentag handlingen flere gange. Præparatet er beregnet til flergangsbrug, mens applikatoren kun til engangsbrug. Applikatoren genbrugs kan udgøre risiko for genkontaminering.

**KONTRAINDIKATIONER**

Må ikke anvendes hos patienter med overfølsomhed over for ingredienserne i præparatet.

**ADVARSEL!** Ved skyllning af rodkanalerne, mellem skyllning med natriumhyppoklorit og chlorhexidine digluconate, anvend fysiologisk saltopløsning, hvilket forhindrer bundfældning af brunt sediment. Skyl rigeligt.

**FØRHOLDSREGLER**

Vær særlig forsigtig, når du bruger præparatet i tilfælde af perforeringer. Må ikke anvendes hos patienter med overfølsomhed over for ingredienserne i præparatet.

I tilfælde af kontakt skal straks med rigeligt vand og kontakt læge. I tilfælde af indtagelse fremkald ikke opkastning. Drik rigeligt vand. Kontakt læge. Under arbejdet med præparatet anvend en kofferdam. Anvend handsker, beskyttelsesbriller og beskyttelsesbeklædning.

I tilfælde af forekomst af alvorlige hændelser vedrørende præparatet, skal faktumet rapporteres til producenten og den kompetente statsmyndighed i landet, hvor brugeren eller patienten har sin bopæl.

**OPBEVÆRING**

Opbevares i originalemballage ved en temperatur på 2-8°C (i køleskabet). Må ikke udsættes for sollys. Opbevares utilgængelig for børn. Udløbsdatoen findes på den indre emballage. Efter åbning af emballagen ændres holdbarhedsperioden ikke, forudsat at præparatet er lukket tæt efter hver brug.

**PRODUCENT**

Producenten tillader, at præparatet transporteres i ikke længere end 10 dage ved en temperatur, der ikke overstiger 40°C. Kortvarig transport inden for de specificerede temperaturer påvirker ikke præparatets sikkerhed og effektivitet gennem den hele holdbarhedsperiode.

**HÅNDTERING AF EMBALLAGEFAFALD**

Brugte emballager skal bortskaffes eller returneres til producenten.

**EMBALLAGE**

En sprøjte med 2 ml af præparatet, et sæt engangsapplikatorer.

Seneste opdatering: 01.04.2021/4

EL
----

**ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΚΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ**
**ΠΡΟΙΟΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟ**

**ΣΥΝΘΕΣΗ:** υποχλωριωδές νάτριο (πρωτεϊνικό διάλυμα ενεργού χλωρίου 2%), νερό φαρμακευτικού βαθμού καθαρότητας, επιφανειοδραστικές ουσίες, βάση γέλης.

**ΧΡΗΣΗ**

Κατά τη μηχανική διεύρυνση του καναλιού αφαιρεί τα υπολείματα του νεκρού πολφού. Καθαρίζει το κανάλι, συμπεριλαμβανομένης της αφαιρούμενης του επιρροήματος για να εκτεθούν οι εκβόλες οδοντίνου καναλιών πριν γερήσει το κανάλι. Αποτρέπει τον απορρυματισμό των δοντιών που θα μπορούσε να συμβεί μετά από το μέγαμο του μη ζελημένου καναλιού. Μορφή γέλης του παρασκευάματος επιτρέπει την ελαχιστοποίηση του κινδύνου ώθησης του παρασκευάματος πέρα από το άνοιγμα της κορυφής και παρέχει πολύ καλό έλεγχο κατά την εφαρμογή. Το CHLORAXID 2% GEL EXTRA συνιστάται ιδιαίτερα για την επεξεργασία καναλιών με φαρδύς, άμορφες ή καταστραμμένες κορυφές.

**ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ**

Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία, βυθίστε το προαρθρημένο απλικατέρ σε αλκοόλη (αιθυλική αλκοόλη) και μετά τοποθετήστε το στη σύριγγα. Για να επεξεργαστείτε το ριζικό κανάλι, τοποθετήστε το CHLORAXID 2% GEL EXTRA απευθείας στο ριζικό κανάλι χρησιμοποιώντας το προαρθρημένο απλικατέρ ή καλύψτε το επιλεγμένο εργαλείο για κανάλι με το παρασκευάσμα. Επεξεργαστείτε το κανάλι, ζελημένα με αλατούχο διάλυμα χρησιμοποιώντας βελόνη με πλευρική οπή, επιπλέον εργαλεία με αβαθύνειοειδους επεξεργασία. Επισυμμάζετε τη διαδικασία μερικά φορές. Το προϊόν προορίζεται για πολλαπλή χρήση, ενώ το απλικατέρ προορίζεται για μία χρήση. Η επανόρχηση του απλικατέρ μπορεί να ενέχει κίνδυνο επαναμόλυνσης.

**ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ**

Μην χρησιμοποιείτε σε ασθενείς με υπερευαίσθησια στα συστατικά του παρασκευάματος.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Όταν ζεληνέτε τα ριζικά κανάλια, μεταξύ του ζελημάτος

με υποχλωριωδές νάτριο και εμβολοκίνητη γλυκερίνη χρησιμοποιώντας το αλατούχο διάλυμα, το οποίο εμβολοκίνη τον σχηματισμό ενός καφέ υπολείματος. Ξεληνέτε άφροντα.

**ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ**

Προσέξτε ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείτε το υγρό στις διατρήσεις. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα στο δέρμα και βλάβη στα μάτια. Σε περίπτωση επαφής ζεληνέτε αμέσως με άφρονο νερό και συμπυκνωθείτε έναν υγρό. Σε περίπτωση κατάποσης, μη προκαλείτε έμεση. Πιείτε άφρονο νερό. Συμπυκνωθείτε έναν υγρό. Η χρήση του οδοντικού διαφραγματος είναι υποχρεωτική κατά τη διάρκεια της εργασίας με το υγρό. Χρησιμοποιήστε γάντια, προστατευτικά γυαλιά και προστατευτικά ρούχα. Σε περίπτωση σοβαρού συμβάντος, που σχετίζεται με το προϊόν πρέπει να ενημερωθούν ο κεντρικός φαρμακωτικός και η αρμόδια αρχή της χώρας στην οποία κατοικεί ο χρήστης ή ο ασθενής.

**ΑΠΟΦΘΕΚΥΣΗ**

Διατηρείται στις αρχικές συσκευασίες σε θερμοκρασία 2-8°C (σε ψυγείο). Να φυλάσσεται μακριά από το ηλιακό φως. Διατηρείται μακριά από τα παιδιά. Η ημερομηνία λήξης βρίσκεται στη άμεση συσκευασία. Μετά από το άνοιγμα της συσκευασίας η ημερομηνία λήξης δεν αλλάζει υπό την προϋπόθεση ότι είναι σωστά κλειστή μετά από κάθε χρήση.

**ΜΕΤΑΦΟΡΑ**

Ο κατασκευαστής επιτρέπει τη μεταφορά του προϊόντος για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 10 ημέρες σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 40°C. Η βλάβη λόγω μεταφορά εντός του ανατοπιμένου εύρους θερμοκρασίας δεν επιτρέπει την ασφαλέα και την αποτέλεσματικότητα του προϊόντος καθ'όλη τη διάρκεια ζωής του.

**ΧΕΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ**

Οι χρησιμοποιημένεσ συσκευασίες πρέπει να απορριπτόνται ή να επιστρέφόνται στον κατασκευαστή.

**ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**

Μια σύριγγα που περιέχει 2 ml του παρασκευάματος, τα απλικατέρ μιας χρισής.

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: 01.04.2021/4

ET
----

**ENNE KASUTAMIST LUGEGE JÄRGMISEID JUHISEID**
**TOOTE KASUTAMISEKS ANNULT HAMBAARSTI POOLT**

**KOOSTISOSAD:** natriumhüpoklorit (aktiivse kloori sisaldus 2%), farmakopõa puitusega vesi, geeallus.

**EESMÄRK**

Kanali mehaanilise avardamise käigus eemaldab surnud hambamassi. Puhastab kanali sealhulgas sünovaliaikhi eemaldamise selleks, et enne kanalit täitmist paljastada dentinaaloruuilide aval. Hoiab ära hammaste värvimutuse, mis võivad tekkida pärast pesemata kanalit täitmist.

Preparaadi geeliline konsistents võimaldab minimeerida preparaadi tüüpavast kaugeemale surumise riski ja tagab pealekanalise ajal väga hea kontrolli. CHLORAXID 2% GEL on eriti soovitatav laia, vormimata või kahjustatud tüpuga kanalite ettevalmistamiseks.

**KASUTUSVIIS**

Enne protseduuri alustamist kastke lisatud aplikaator piirittuse (etuülalkohol) ja seejärel asetage seda süstlale. Juurekanali ettevalmistamiseks asetage CHLORAXID 2% GEL preparaati lisatud aplikaator abil teie juurekanalisse või katke valitud juurekanal preparaadiga. Ettevalmistage kanalit, loputage soolalahusega küljelaevaga nõela abil. Loputage vaheldumisi EDTA-ga. Korrake tegevuse mitu korda. Toode on mõeldud mitmekordselt kasutamiseks, kuid aplikaator on mõeldud ühekordselt kasutamiseks. Aplikaatori mitmekordne kasutamine võib põhjustada uuesti infektsiooni ohtu.

**VASTUNÄIDUSTUSED**

Ärge kasutage patsientidel, kellel on ülitundlikkus suhtes preparaadi koostisose.

**TÄHELEPANU!** Juurekanalite loputamisel natriumhüpokloriti ja kloorheksidiin diglukonaatiga loputamise vahel kasutage soolalahust, mis hoiab ära pruuni sademe tekkimise. Loputage rikkalikult.

**ETTEVAATUSABINÕUD**

Perforatsioonide kasutamisel olge eriti ettevaatlik. Võib põhjustada tõsiseid nahapõletusi ja silmakanalite, kontakti korral loputage kohaliku ohtlike veeva ja pöörduge arsti poole. Allaneelamisel ärge kutsuge esle oksendamist. Joo palju vett. Pöörduge arsti poole. Kasuta kofferdamit täotämisel. Kasuta kindaid, kaitseprille ja kaitseriietust.

Saadamege seaduse tõsiste juhtumite korral tuleb teavitada tootjat ja kasutaja või patsiendi elukohariigi pädevaid asutusi.

**HOIDAMINE**

Hoida originaalpakendis temperatuuril 2–8°C (külmkapis). Kaitse pakkeosaluse eest. Hoida lastele kättesammatu kohta. Kõiklikusaeg on otsese pakendi. Pärast pakendi avamist kõiklikkusaeg ei muutu, kui see on pärast tga kasutamist tihedalt suletud.

**TRANSPORT**

Tootja lubab toodet transportida kuni 10 päeva temperatuuril kuni 40°C. Lühiajaline transport etteantud temperatuurivahemikus ei mõjuta toote ohtlust ja efektiivsust ning selle kasutusaja jooksul.

**TOOTE PAKENDITE KÄITLEMINE**

Kasutatud pakendid tuleb anda üle taaskasutusse või tagastada tootjale.

**KÄTTESADAV PAKENDID**

Süstel, mis sisaldab 2 ml preparaati, ühekordsete aplikaatoride komplekt.

Viimase värskenduse kuupäev: 01.04.2021/4

FI
----

**ENNEN KÄYTTÖÄ ON TUTUSTUTTAVA NIINHÄN KÄYTTÖOHJEISIIN:**
**TOUOTE VAIN HUSBÄNSÄLÄÄKÄRIIN KÄYTTÖÖN**

**AINESOSAT:** natriumhüpokloriitit (aktiivinen klooripitoisuus 2%), farmasuttisesti puhdas vesi, pinta-aktiiviset aineet, geeilpohja.

**KÄYTTÖTARKOITUS**

Kanavan mekaanisen laajentamisen aikana se poistaa kuoletet massajätteen. Puhdistaa kanavan, mukaan lukien tahrokerroksen poistamisen, jotta dentinaalisettubulussaukot paljastuvat ennen kanavan täyttämistä. Se estää hampaiden värjääntymistä, joita voi esiintyä huuhtelemtoman kanavan täyttämisen aikana. Valmisteen geelilaisuus antaa mahdollisuuden minimoida riski työntää valmistee kärien aukoille ulkopuolelle ja tarjooa erittäin hyvän hallinnan levityksen aikana. CHLORAXID 2% GEL EXTRA suositellaan erityisesti kanavien valmistamiseen, joissa on leveät, muotoilematommat tai vaurioituneet kärjet.

**KÄYTTÖTAPA**

Ennen toimenpiteen aloittamista upota mukana oleva asetin pirtuun (etyylialkoholiin) ja sitten aseta se injektiorokkaan. Juurikanavan valmistamiseksi laita CHLORAXID 2% GEL EXTRA -valmistee suoraan juurikanavaan käyttäen siihen kiinnitettyä aplikaattoria tai peitä valittu juurikanava valmistetella. Valmistee laualuoksella neulla, jonka sivuaukko on auki. Huuhtelee vuorotellen EDTA:lla. Toista toimenpide useita kertoja. Tuote on tarkoitettu monikeräiseen käyttöön, mutta applikaattori on vain kertakäyttöinen. Applikaattorin uudelleenkäyttöön liittyy tartuntariski.

**VASTA-AIHET**

Ei saa käyttää, mikäli potilas on herkistynyt tuotteeseen aineille.

**HUOMIO!** Kun huuhdellaan juurikanava, käytä suolaliuosta huuhdeltun välillä natriumhüpokloriitilla ja kloorheksidiinidiglukonaattilla, mikä estää ruskean kerrostuman muodostumisen. Huuhtelee perusteellisesti.

**VAROITUKSET**

Ette erityisen varovallinen käyttäessäsi reilittystä. Voimakaasti ihoa syyvöytävä sekä silmiä vaurioittava.

Jos aineeta joutuu silmiin tai iholle, huuhdo sitä välittömästi runsaalla vedellä ja huuhtele järjellä. Ei saa oksennuttava. Jos runsaan määrän vettä. Ota yhteyttä lääkärin. Tuotteen käytön yhteydessä, käytä kofferdamia. Käytä käsineitä, suojalaajaa, suojavaatteita. Laitteeseen liittyvä vakava vaaratilanteen sattumissa siitä on ilmoitettava valmistajalle ja sen maan toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa käyttäjä tai potilas asuu.

**SÄILYTYS**

Säilytä alkuperäispakkauksessa 2–8°C:n lämpötilassa (jääkaapissa).

Suojaa auringonvalolta. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Viimeinen

käyttöpäivämäärä on pakkauskaus. Pakkauksen avamisen jälkeen säilyvyys ei muutu, jos se on tiiviisti suljettu jokaisen käytön jälkeen.

**KULJETUS**

Valmistaja sallii tuotteen kuljetamisen enintään 10 päivän ajan enintään 40°C:n lämpötilassa. Lyhytaikainen kuljetus määrätillä lämpötila-alueella ei vaikuta tuotteen turvallisuuteen ja tehokkuuteen sen koko käyttöiän ajan.

**PAKKAUKSEN KÄSITTELY VALMISTUKSEN JÄLKEEN**

Kulunut pakkaus on hävitettävä tai palautettava valmistajalle.

**PAKKAUS**

Ruisku, joka sisältää 2 ml valmistetta, kertakäyttöisten aplikaattorien sjarja.

Viimeisen päivityksen päivämäärä: 01.04.2021/4

HR
----

**PRILJE UPORABE PROČITAJTE DONJE UPUTE**
**PROIZVOD ZA UPORABU ISKLJUČIVO OD STRANE LIJEČNIKA STOMATOLOGA**

**SASTAV:** natrijev hipoklorit (sadržaj aktivnog kloro 2%), voda farmakopjejske čistote, površinski aktivne tvari, gel baza.

**NAMJENA**

Tijekom mehaničkog širenja kanala uklanja ostatke mrtve zubne pulpe. Čisti kanal te uklanja ljepljivi sloj radi otkrivanja otvora dentinskih tubula prije snpunjanja kanala. Sprječava promjenu boje zuba koja bi mogla nastupiti nakon punjenja neispravnog kanala. Gelasta konzistencija preparata omogućuje minimaliziranje rizika od potiskivanja preparata izvan kanala korijena i pruža vrlo dobru kontrolu tijekom primjene. CHLORAXID 2% GEL EXTRA posebno se preporučuje za pripremu kanala sa širokim, neoblikovanim ili oštećenim vrhovima.

**NACIN UPORABE**

Prije početka postupka, umočite priloženi aplikator u spirit (etilni alkohol), a zatim ga stavite na spricu. Za pripremu korijenskog kanala, koristite preparat CHLORAXID 2% GEL EXTRA izravno u korijenski kanal pomoću priloženog aplikatora ili prekrrijte odabrani korijenski kanal preparatom. Pripremite kanal, isperite fiziološkom otopinom pomoću igle s bočnim otvorom. Isprati najmanje 5-10 puta. Ponovite nekoliko puta. Proizvod je namijenjen za višekratnu upotrebu, dok je aplikator namijenjen za jednokratnu upotrebu. Višestruka uporaba aplikatora može predstavljati rizik sekundarne infekcije.

**KONTRAINDIKACIJE**

Nemojte upotrebljavati na pacijentima s preosjetljivošću na sastojke preparata. **PAZNA!** Prilikom ispiranja korijenskog kanala, a između ispiranja natrijevem hipokloritom i klorheksidin diglukonatom, isperite fiziološkom otopinom, čime se sprječava stvaranje smeđe naslage. Temeljito isperite.

**MJERE OPREZA**

Budite posebno oprezni prilikom uporabe kod perforacija. Može izazvati teške opekline kože i ozljede oka.

Ako dođe u dodir odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Ako se produta ne izazvati povraćanje. Popiti puno vode. Zatražite savjet liječnika. Prilikom rada s proizvodom upotrebljavajte koferdam. Noste rukavice, zaštitne naočale i zaštitnu odjeću.

U slučaju ozbiljnih nezdoga povezanih s proizvodom, potrebno ih je prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države u kojoj korisnik ili pacijent ima prebivalište.

**SKLADIŠTENJE**

Čuvati u originalnom pakiranju na temperaturi od 2-8°C (u hladnjaku). Zaštitiiti od sunčeve svjetlosti. Čuvati na mjestu izvan dohvata djece. Rok trajanja naveden je na neposrednom pakiranju. Nakon otvaranja pakiranja, rok trajanja se ne mijenja, pod uvjetom čvrstog zatvaranja proizvoda nakon svake upotrebe.

**TRANSPORT**

Proizvođač dopušta transport proizvoda u razdoblju ne duljem od 10 dana, na temperaturi koja ne prelazi 40°C. Kratkotrajni transport unutar navedenog razdoblja neće utjecati na učinkovitost i učinkovitost proizvoda tijekom njegovog roka trajanja.

**ODLAGANJE AMBALAŽE NAKON UPORABE**

Istruenu ambalažu je potrebno zbrinuti ili vratiti proizvođaču.

**PAKIRANJE**

Sprica koja sadrži 2 ml preparata, set jednokratnih aplikatora.

Datum posljednjeg ažuriranja: 01.04.2021/4

LV
----

**PIRMS LIETOŠANAS LŪDZAM RŪPIGI IEPĀZĪTĀRS AR ŠĪEM LIETOŠANAS NORĀDĪJUMIEM**
**MATERIĀLU VAR IEGĀDĀTIES TĪKAI SERTIFICĪTĒS ZOBĀRSTNICĪBAS SPECIALĪSTĀS STOMATOLOĢS**

**SĀSTĀVS:** nātrija hipohlorīts (aktīva hloru saturs 2%), attīrīts ūdens, virsmaktīvās vielas, gēla bāze.

**PIELIETOJUMS**

Izņem atmirušās pulpas paliekas kanālā mehāniskās paglašināšanas laikā. Attīra kanālu un noņem lipīgo slāni, lai atsegtu dentīna kanāliņu ieejas pirms kanāla aizplūdināšanas. Novērš zobu toņa izmaiņas, kas varētu rasties pēc neizskaloša kanāla aizplūdināšanas. Gēla konsistence palīdz samazināt risku, ka līdzeklis varētu tikt apliečs arpus saknes augšdaļā uterāmu, nodrošinot īsti labu kontrolu gēla uzklāšanas laikā. CHLORAXID 2% GEL EXTRA īpaši piemērots platu, neaizstītu vai bojātu kanāla augšdaļu apstrādei.

**LIETOŠANA**

Pirms lietošanas, pievienoto aplikatoru iegremdēt spirtā (etilspirt), bet pēc tam pievienot šīrcei. Lai apstrādātu sakņu kanālu, CHLORAXID 2% GEL EXTRA aplicē pa tiešo sakņu kanālā, izmantojot pievienoto aplikatoru, vai uzklāj uz sakņu kanālu trišānā paredzētajam instrumentiem.

Apstrādā sakņu kanālu un izskalo ar fizioloģisko šķidrumu, izmantojot adatu ar sānu atveri. Paraugums skalot ar EDTA. Darbības vairākas reizes atkārtot. Proizvods paredzēts vairākkārtējai lietošanai, bet aplikatoru iespējams izmantot tikai vienu reizi. Atkārtota aplikatora izmantošana var izraisīt sekundāras infekcijas risku.

**KONTRAINDIKĀCIJS**

Nelietot pacientiem ar paaugstinātu jutību pret kādu no produkta sastāvdaļām. **UZMANĪBU!** Sakņu kanālā skalošanas laikā, starp skalošanas reizēm ar nātrija hipohlorītu un klorheksidīna diglukonātu, izmantot fizioloģisko šķidrumu, kas novērš brūnu nogulsņu veidošanos. Bagātīgi izskalo.

**PIESARDZĪBAS PASĀKUMI**

Izvērot īpašu piesardzību perforācijas laikā. Var izraisīt nopietnu ādas apdegumus un acu bojājumus. Sākskares gadījumā, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens un sazātināties ar ārstu. Norīšanas gadījumā neizraisīt vemšanu. Izdzert lielu ūdens daudzumu. Sazināties ar ārstu. Produkta lietošanas laikā izmantot koferdamu. Izmantot cimdus, aizsargbrilles un aizsargapgērbus.

Ja saistībā ar produkta izmantošanu, ir radies nopietns apdraudējums, par to nepieciešams ziņot ražotājam un tās valsts kompetentajai iestādei, kurā lietotājam vai pacientam ir pastāvīga dzīvesvi