



FOG BUSTER для защитного экрана
Спрей, предотвращающий оседание пара. Удаляет загрязнения

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПРИВЕДЕННОЙ НИЖЕ ИНСТРУКЦИЕЙ
ИЗДЕЛИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ВРАЧАМИ-СТОМАТОЛОГАМИ

СОСТАВ: вода, додецилсульфат натрия, вспомогательные вещества

НАЗНАЧЕНИЕ
Спрей Fog Buster предназначен для использования с продуктом Защитный экран.
Fog Buster предотвращает оседание пара на поверхности пленки Защитного экрана и удаляет загрязнения.
Спрей подходит также для использования на других поверхностях, на которых может оседать пар.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Перед использованием встряхнуть. Распылить равномерно на поверхность пленки Защитного экрана, не смывать. Протереть мягкой тканью. После использования вымыть руки.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Не допускайте попадания в глаза.
Не проглатывать.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Препарат может вызывать раздражение глаза. В случае контакта промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. В случае проглатывании выпить большое количество воды. Связаться с врачом.

ХРАНЕНИЕ
Хранить в оригинальной упаковке при температуре до 25°C. Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности указан на первичной упаковке.

ОБРАЩЕНИЕ С УПАКОВКОЙ ИЗДЕЛИЯ
Использованные упаковки следует передать для утилизации или вернуть производителю.

УПАКОВКА
Бутылочка с распылителем, содержащая 30 мл препарата.



FOG BUSTER per visiera protettiva
Spray che previene la deposizione di condensa. Elimina le impurità

PRIMA DELL’UTILIZZO LEGGERE ATTENTAMENTE LA SEGUENTE ISTRUZIONE
IL PRODOTTO DEVE ESSERE UTILIZZATO ESCLUSIVAMENTE DAI DENTISTI

COMPOSIZIONE: acqua, sodio dodecilsolfato, sostanze ausiliarie

APPLICAZIONE
Spray Fog Buster è destinato ad essere usato sulle visiere protettive. Fog Buster previene la deposizione di condensa sulla superficie del film della visiera protettiva ed elimina le impurità.
Spray Fog Buster è adatto anche per essere usato su altre superfici su cui si deposita la condensa.

MODALITÀ D’USO
Agitare prima dell’uso. Spruzzare uniformemente sulla superficie del film della visiera protettiva, non sciacquare. Strofinare con un panno morbido. Dopo l’applicazione, lavare le mani.

CONTROINDICAZIONI
Non spruzzare in direzione degli occhi.
Non ingoiare.

PRECAUZIONI
Il preparato può avere un’azione irritante per gli occhi. In caso di contatto, sciacquare abbondantemente con acqua e contattare un medico. In caso di inghiottimento, bere molta acqua. Contattare un medico.

CONSERVAZIONE
Conservare nella confezione originale ad una temperatura non superiore a 25°C.
Conservare lontano dalla portata dei bambini.
La data di scadenza si trova sulla confezione principale.

PROCEDIMENTO CON LA CONFEZIONE DEL PRODOTTO
Le confezioni utilizzate vanno date ad un’azienda di smaltimento o restituite al produttore.

CONFEZIONI DISPONIBILI
Bottiglia con atomizzatore contenete 30 ml di preparato.



FOG BUSTER pentru cască de protecție
Spray care previne depunerea de vapori. Îndepărtează impuritățile

ÎNAINTE DE UTILIZARE CITIȚI ACEASTĂ INSTRUCȚIUNE
PRODUS DESTINAT UTILIZĂRII EXCLUSIV DE CĂTRE UN MEDIC STOMATOLOG

INGREDIENTE: apă, dodecilsulfat de sodiu, adjuvanți

DESTINAȚIE
Spray-ul Fog Buster este destinat utilizării împreună cu produsul Mască de Protecție.
Fog Buster previne formarea vaporilor pe suprafața foliei Căștii de Protecție și îndepărtează murdăria.
Spray-ul este de asemenea potrivit pentru aplicarea pe alte suprafețe, pe care se pot depune aburii.

MOD DE UTILIZARE
Agitați înainte de utilizare. Pulverizați uniform suprafața foliei Căștii de Protecție fără clătirea acesteia. Ștergeți cu o cârpă moale. Spălați mâinile după utilizare.

CONTRAINDICAȚII
Nu pulverizați în ochi.
Nu înghițiți.

MĂSURI DE PRECAUȚIE
Produsul poate fi iritant pentru ochi. În caz de contact, clătiți cu apă din abundență și contactați un medic.
În caz de consum, beți o cantitate mare de apă. Contactați un medic.

CONDIȚII DE DEPOZITARE
A se păstra în ambalajul original la o temperatură de până la 25°C. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Perioada de valabilitate este indicată pe ambalajul primar.

MODUL DE ELIMINARE A AMBALAJELOR PRODUSULUI
Ambalajele golite trebuie eliminate sau restituite producătorului.

AMBALAJE DISPONIBILE
Flacon cu pulverizator care conține 30 ml de preparat.



FOG BUSTER védőmaszkhoz
Pára lerakódását megelőző spray. Eltávolítja a szennyeződéseket

HASZNÁLATA ELŐTT MEG KELL ISMERKEDNI AZ ALÁBBI HASZNÁLATI UTASÍTÁSSAL
A TERMÉKET KIZÁRÓLAG CSAK FOGORVOSOK HASZNÁLHATJÁK

ÖSSZETÉTEL: víz, nátrium dodecil szulfát, segédanyagok.

RENDELTETÉSÉ
A SprayFog Buster rendeltetése a Védőmaszkhoz történő alkalmazása.
A Fog Buster megelőzi a pára lerakódását a Védőmaszk fóliájának felületén, továbbá eltávolítja a szennyeződéseket.
A spray használható más felületeken történő használatra is, amelyekre pára rakódhatna le.

ALKALMAZÁS MÓDJA
A termék használat előtt alaposan felrázandó. Egyenletesen szét kell permetezni a Védőmaszk fóliájára, nem kell leöblíteni. A bepermetezett felületet puha törlőruhával át kell törölni. Használata után kezét kell mosni.

ELLENJAVALLAT
Nem szabad szembe permetezni.
Nem szabad lenyelni.

ÓVINTÉZKEDÉSEK
A termék irritálhatja a szemet. Az anyaggal történő nem kívánt érintkezés esetén nagy mennyiségű vízzel le kell azt mosni, majd haladéktalanul orvoshoz kell fordulni.
Lenyelés esetén nagy mennyiségű vizet kell inni. Orvoshoz kell fordulni.

RAKTÁROZÁS
Eredeti csomagolásban raktározandó, 25°C hőmérsékleten.
Gyermekektől elzárt helyen tárolandó.
A termék felhasználhatósági ideje közvetlenül a termék csomagolásán található.

A TERMÉK CSOMAGOLÁSÁVAL TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS A TERMÉK FELHASZNÁLÁSA UTÁN
A használt csomagolást át kell adni utilizáció céljából, vagy vissza kell juttatni a gyártóhoz.

HOZZÁFÉRHETŐ CSOMAGOLÁSOK
A porlasztóval ellátott üveg 30 ml terméket tartalmaz.



FOG BUSTER (ФОГ БАСТЪР) за маски
Спрей протибодействащ на запарването. Ликвидира замърсявания

ПРЕДИ ПОЛЗВАНЕ СЕ ЗАПОЗНАЙТЕ С ИНСТРКЦИЯТА
ПРОДУКТ ЗА ПОЛЗВАНЕ САМО ОТ ЛЕКАР СТОМАТОЛОГ

СЪСТАВ: вода, NaC12H25SO4, помощни вещества

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Спрей Фог Бастър / Spray Fog Buster е предназначен за ползване с продуктът Маска.
Фог Бастър / Fog Buster предотвратява запарването на повърхността на Маската както и отстранява замърсявания. Спрей Фог Бастър може да се използва и на дуги повърхности против запарването им.

НАЧИН НА ПОЛЗВАНЕ
Преди ползване разклати. Напръскай равномерно повърхността на фолиото на Маската, не изплаквай. Изтрий с мека кърпа. След ползване ръцете да се измият.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се пръска в очите.
Да не се поглъща.

ВНИМАНИЕ
Препаратът може да действа дразнещо на очите. В случай на контакт с очите да се изплакне обилно с вода и да се консултира с лекар. При поглъщане да се изпие голямо количество вода. Да се консултира с лекар.

СЪХРАНЕНИЕ
Да се съхранява в оригиналната опаковка с температура до 25°C. Да се съхранява в място недостъпно за деца. Датата на годност е върху опаковката.

ИНСТРУКТАЖ ЗА УСВОЯВАНЕТО НА ОПАКОВКАТА НА ПРОДУКТА
Използваната опаковка трябва да се върне на продуцента или да се даде за утилизация.

ДОСТЪПНИ ОПАКОВКИ
Бутилката с пулверизатора съдържа 30 ml от препарата.



FOG BUSTER apsauginiam skydui
Puršiklis apsaugantis nuo garų nusėdimo. Pašalina nešvarumus

PRIEŠ PRADEdami NAUDOTI ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIĄ NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ
GAMINYS SKIRTAS NAUDOTI TIK GYDYTOJAMS ODONTOLOGAMS

SUDĖTIS: vanduo, natrio laurilsulfatas, pagalbinės medžiagos

PASKIRTIS
Puršiklis Fog Buster skirtas naudoti su apsauginiu skydu.
Fog Buster apsaugo nuo garų nusėdimo ant skydo plėvelės bei pašalina nešvarumus.
Puršiklis taip pat tinka naudoti ant kitų paviršių, ant kurių gali nusėsti garai.

VARTOJIMO BŪDAS
Prieš vartojant, sukratyti. Tolygiai apipurkšti apsauginio skydo plėvelės paviršių, nenuplauti. Nuvalyti minkštu skudurėliu. Panaudojus nusiplauti rankas.

KONTRAINDIKACIJOS
Nepurškite į akis.
Nenurykite.

ATSARGUMO PRIEMONĖS
Šis gaminys gali dirginti akis. Patekus į akis gerai nuplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.
Nurijus, gerti daug vandens. Kreiptis į gydytoją.

SANDĖLIAVIMAS
Laikyti originalioje pakuotėje, 25°C temperatūroje.
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Tinkamumo naudoti laikas nurodytas ant pakuotės.

PAKUOČIŲ ATLIKĘJŲ TVARKYMAS
Tuščias pakuotes reikia sunaikinti arba gražinti gamintojui.

PAKUOTĖ
Purškimo butelis, kuriame yra 30 ml gaminio.

