

PL	DOSTĘPNE TYLKO OSOBNO	NR KLAMRY	KLAMRA ODPOWIEDNIA DO ZĘBÓW
	Klamra ze skrzydełkami, płaskimi szczękami do zębów przedtrzonowych.	2A 	14, 15, 24, 25, 34, 35, 44, 45
	Klamra z obwieszonymi skrzydełkami, płaskimi szczękami do dużych zębów przedtrzonowych.	208 	14, 15, 24, 25, 34, 35, 44, 45

EN	AVAILABLE ONLY SEPARATELY	CLAMP NUMBER	CLAMP SUITABLE FOR TOOTH NUMBER
	Wings, flat and large jaws for premolars.	2A 	14, 15, 24, 25, 34, 35, 44, 45
	Festooned wings, flat jaws for large premolars.	208 	14, 15, 24, 25, 34, 35, 44, 45

FI	SAATAVAT VAIN ERIKSEEN	SOLKINRO	TARKOITUS
	Solki siivillä ja tasaisilla leuoilla välihampaisiin.	2A 	14, 15, 24, 25, 34, 35, 44, 45
	Solki ripustetuilla siivillä ja tasaisilla leuoilla isoihin välihampaisiin.	208 	14, 15, 24, 25, 34, 35, 44, 45

SV	TILLGÄNGLIG ENDAST SÄRSKILDA	KLAMMERNUMMER	KLAMMERN LÄMPLIG FÖR TÄNDER
	Vingklammer med platt käke till premolarer.	2A 	14, 15, 24, 25, 34, 35, 44, 45
	Klammer med platt käke till stora premolarer.	208 	14, 15, 24, 25, 34, 35, 44, 45

NOV	TILGJENGELIG KUN SJUNKT	KLAMMER NR.	KLAMMER EGNET FOR TENNENE
	Klammer med vinger og flate kjever for forjeksler.	2A 	14, 15, 24, 25, 34, 35, 44, 45
	Klammer med hengende vinger og flate kjever for store forjeksler.	208 	14, 15, 24, 25, 34, 35, 44, 45